


EXTRACTORES DE CÁLCULO ROCASTONE Y ACCESORIOS - CANASTILLAS EXTRACTORAS DE CÁLCULOS – ROCAMED ROSZxxxxST / ROKXxxxxST

CARACTERÍSTICAS

Todos los productos de esta serie están hechos de nitinol. En el extremo distal, la canasta y el alambre principal están cubiertos por una funda flexible que permite realizar el procedimiento de manera más fácil. En el extremo proximal, un mango ergonómico está conectado al extractor de cálculos para controlar los movimientos de la cesta.

COMPOSICIÓN

- ~ Kobot – Canastilla extractora de cálculos en nitinol
- ~ Extractor: Nitinol
- ~ Mango: ABS
- ~ Una nueva gama de Cestas de Recuperación de Piedras en línea con el concepto de Cobotic.
- ~ Las cestas de Kobot están diversificadas,
- ~ son efectivas e integrales para el trabajo del cirujano y sus asistentes y permiten
- ~ maximizar el rendimiento.



RECOMENDACIONES

- Los extractores de piedras ROCAMED son estériles, de un solo uso y desechables. Consulte el etiquetado del dispositivo para especificaciones de cada extractor.
- Para la ureteroscopia rígida, puede utilizar una cesta extractora de cálculos con punta o sin punta.
- Para ureteroscopia flexible y / o ureterorrenoscopia, la recomendación es utilizar una cesta extractora de cálculos sin punta

DATOS ADICIONALES

- **Vida Útil:** 60 Meses
- **Clasificación de Riesgo:** IIa
- **Registro Sanitario:** INVIMA 2022DM-0025981
- **Vigencia:** 09 septiembre 2032
- **Fabricante:** ROCAMED
- **Certificaciones:** FDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Size (Fr)	Wire	Working Length(cm)	Basket Ø(mm)	Basket Length(mm)	Handel	Type
ROSZ1300ST	1,3	4	120	12	22	Criterium	Tipless
ROSZ1900ST	1,9	4		16	22		
ROSZ1930ST	1,9	4		12	17,5		
ROSZ1940ST	1,9	4		12	17,5		Tipless With assisted clothing
ROSZ2200ST	2,2	4		16	25,5		
ROKT1800ST	1,8	4	120	14	18	Criterium	Filter
ROKS1700ST	1,7	6		10	15		Six
ROKM1900ST	1,9	3		11	15		Mitt
ROKP1001ST	10	4	38	20	17,5	Perc	PercX

PRESENTACIÓN

Embalaje

- ROKT1800ST - ROSZxxxxST Bolsa estéril de fácil abertura (250 x 425 mm)
- ROKS1700ST – ROSZxxxxST 1 unidad por caja (394x249x24.5mm) - 4 unidades por caja (410x120x197mm)
- ROKM1900ST - Bolsa estéril de fácil abertura (150 x 650 mm)
- ROKP1001ST - 1 unidad por caja (615x154x46mm) - 5 unidades por caja (622x250x162mm)

Esterilización

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macroambientales del área de almacenamiento: temperatura y humedad relativa.