

	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS			
	CODIGO: CAL-FR-006		FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 ENERO 2024	VERSIÓN: 03
	PRODUCTO	INHALOCAMARA		
	NOMBRE GENERICO	INHALOCAMARA		
	MARCA			
	DESCRIPCIÓN	Dispositivo diseñado para mejorar el rendimiento de los inhaladores de dosis medida. Su propósito es aumentar la distancia entre el dispositivo presurizado y la boca del paciente, disminuyendo la velocidad de las partículas y el impacto orofaríngeo, con el fin de evitar efectos secundarios locales y asegurar que el medicamento se deposite en los alveolos pulmonares.		
COMPOSICIÓN	Cilindro plástico pvc. Mascarilla. Boquilla de caucho.			
INDICACIONES	se puede utilizar en todo paciente que requiera administración de medicamento inhalado en vía aérea, tanto adulto como pediátrico, minimiza la necesidad de sincronizar el esfuerzo espiratorio con el disparo del medicamento para personas que no pueden sostener una inspiración profunda.			
PRECAUCIONES	Ninguna conocida			
ESPECIFICACIONES QUIMICAS	Máscara PVC atoxico 80°,Cilindro Polipropileno, Tapa de cilindro PVC atoxico 80°,diafragma PVC atoxico 80°.		LIBRE DE LATEX	☒ SI ☐ NO
ESPECIFICACIONES FISICAS	DIAMETRO	CALIBRE	LARGO	FORMA
		Adulto(500ml) Pediátrico (250ml)		cilindro
ESTERILIZACIÓN	Insumo limpio no estéril.			
VIDA UTIL	3 años			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	I			
REGISTRO SANITARIO	2016DM-0014574	MODALIDAD	Importar y vender	VIGENCIA 20/04/2026
FABRICANTE	CONCAUCHOS & PLASTICOS			
REFERENCIAS	TR00083 Inhalocámara Adulto TR00084 Inhalocámara Pediátrica			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Unidad completa en bolsa hermética.			
UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES QUE CONTIENE	INFORMACIÓN
	Bolsa	Plástico	1 Unidad	
EMPAQUE O PRESENTACIÓN	Empaque individual	Plástico	1 Unidades	
EMBALAJE	Caja	Cartón	200 Unidades	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	DE Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.			
ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD	ISO 9001/ 2015: Estandarización, determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad.			
GUIA RAPIDA DE USO				
1. Agita el inhalador durante 30 segundos. 2. Remueve la tapa protectora del inhalador. 3. Conecta el inhalador a la inhalocámara. 4. Realiza una inhalación profunda. 5. Ubica la inhalocámara de modo que la boca y la nariz queden cubiertas para evitar escapes de medicamento. 6. Realiza una inhalación lenta y activa el inhalador.				