

	FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS			
	CODIGO: CAL-FR-006		FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 ENERO 2024	VERSIÓN: 03

	PRODUCTO	MASCARILLA NO TEJIDA		
	NOMBRE GENERICO	TAPABOCAS		
	MARCA	elite medical®		
	DESCRIPCIÓN	Proteger de los agentes infecciosos de la nariz y la boca en determinadas situaciones, proteger de las salpicaduras de líquidos potencialmente contaminados.		

COMPOSICIÓN	Polipropileno. filtro tela melt blown. Orejera elástica. Pasador de nariz Pieza de plástico flexible laminada con alambre de acero.			
INDICACIONES	Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos Corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.			
PRECAUCIONES	• Usar una sola vez y destruir.			

ESPECIFICACIONES QUIMICAS				LIBRE DE LATEX	☒ SI ☐ NO
ESPECIFICACIONES FISICAS	DIAMETRO	CALIBRE	LONGITUD	FORMA	
ESTERILIZACIÓN	NO APLICA				

VIDA UTIL	5 AÑOS				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	I				
REGISTRO SANITARIO	2022DM-0025102	MODALIDAD	Importar y vender	VIGENCIA	4/04/2032
FABRICANTE	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD				
REFERENCIAS	MQ00235 Tapabocas de Sujecion				
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Caja por 50 unidades				

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES QUE CONTIENE	INFORMACIÓN
	caja	Cartón	50	
EMPAQUE O PRESENTACIÓN	Caja	Cartón	40	
EMBALAJE	Caja	Cartón	100	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENT	Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.			

ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD	• EN 14683:2019 AC:2019 Mascarillas médicas. Requisitos y métodos de ensayo. • ISO 22609 2004: Clausula 5.2.4. Resistencia a las salpicaduras.
---------------------------	--

GUIA RAPIDA DE USO				
1. Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante o con agua y jabón. 2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y el material. 3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón. 4. Para quitársela: desde atrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); e inmediatamente deséchela en el recipiente indicado para su disposición final.				