


	FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS			
	CODIGO: CAL-FR-006		FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 ENERO 2024	VERSIÓN: 03

	PRODUCTO	TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE (SENCILLO Y DOBLE)		
	NOMBRE GENERICO	TRANSDUCTOR IBP		
	MARCA			
	DESCRIPCIÓN	Es un dispositivo estéril y desechable, de único uso, que tiene como finalidad convertir una onda mecánica en una señal eléctrica y transmitirla a un monitor de presión invasiva.		

COMPOSICIÓN	PVC/PC			
INDICACIONES	Se destina para al uso en pacientes que requieran Monitorización de presión intravascular, presión intracraneana, presión intraabdominal. (El transductor de presión sencillo mide una línea y el doble mide dos líneas de presión). Se recomienda realizar cambio del transductor luego de 72 horas de uso.			
PRECAUCIONES	• Verificar el tipo de puerto para su solicitud. • No usar si el empaque no se encuentra en perfectas condiciones. • Usar transductor una sola vez y destruir (tener en cuenta que el cable de interface es reusable, no desechable, realice desinfección según protocolos de la institución).			

ESPECIFICACIONES QUIMICAS				LIBRE DE LATEX	☒ SI ☐ NO
ESPECIFICACIONES FISICAS	DIAMETRO	CALIBRE	LONGITUD	FORMA	
ESTERILIZACIÓN	Oxido de Etileno				

VIDA UTIL	5 AÑOS				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IIB				
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0020929	MODALIDAD	Importar y vender	VIGENCIA	19/12/2029
FABRICANTE	ZHEJIANG HAISHENG MEDICAL DEVICE CO.LTD				
REFERENCIAS	MQ00411 Transductor de Presión Doble tipo Utah MQ00451 Transductor de Presión Sencillo DBPT-0903 tipo Utah				
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Unidad				

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES QUE CONTIENE	INFORMACIÓN
	papel recubierto blanco y película médica transparente	Poliéster/ Polipropileno	Unidad	
EMPAQUE O PRESENTACIÓN	Caja	Cartón	10 unidades	
EMBALAJE	Caja	Cartón	5 unidades	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	DE Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.			

ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD	AAMIBP22 IEC60601-2-34
---------------------------	---------------------------

GUIA RAPIDA DE USO	
1. Seguir los procedimientos y políticas del hospital para La calibración del transductor y monitor, también para La purga y manejo de las líneas de monitorización. 2. Para El manejo del flujo de solución a través del transductor de presión se debe colocar una bolsa presurizada a 300 mmHg. 3. La solución utilizada (según protocolo institución) solución salina bolsa de 250, 500 cc dependiendo Del protocolo de cambio (recomendación CDC ES cada 48 horas.) 4. La heparina es colocada en La solución para evitar la formación de coágulos, con a finalidad de mantener El catéter permeable. 5. Las unidades de heparina utilizadas son según protocolo institución.	