

	FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS			
	CODIGO: CAL-FR-006		FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 ENERO 2024	VERSIÓN: 03

	PRODUCTO	TUBO CONECTOR DE SUCCIÓN		
	NOMBRE GENERICO	CAUCHO DE SUCCIÓN		
	MARCA			
	DESCRIPCIÓN	Manguera plástica de succión estéril, con conectores universales que facilitan el empare con cualquier dispositivo.		

COMPOSICIÓN	PVC siliconado, claro y blando			
INDICACIONES	Son usados para la succión de fluidos corporales			
PRECAUCIONES	No utilizar el caucho desechable si el empaque no esta integro. Usar una sola vez y destruir.			

ESPECIFICACIONES QUIMICAS				LIBRE DE LATEX	☒ SI ☐ NO
ESPECIFICACIONES FISICAS	DIAMETRO	CALIBRE	LONGITUD	FORMA	
	1/4", 3/16"		1.8 m, 2m, 3m, 3.6 m		
ESTERILIZACIÓN	Oxido de etileno				
VIDA UTIL	5 Años				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IIA				
REGISTRO SANITARIO	2021DM-0024290	MODALIDAD	Importar y vender	VIGENCIA	24/09/2031
FABRICANTE	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD				
REFERENCIAS	MQ00072 Caucho Succion 3.6 mts				
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Caucho de succión estéril en empaque individual tipo pouch transparente con sistema abre fácil.				

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES QUE CONTIENE	INFORMACIÓN
	papel recubierto blanco y película médica transparente	Poliéster/ Polipropileno		
EMPAQUE O PRESENTACIÓN	Bolsa externa papel grado medico		Unidad	
EMBALAJE	Caja	Cartón corrugado	40	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENT	Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.			
ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD	EN ISO 13485: 2016 Dispositivos médicos. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad con fines regulatorios.			

GUIA RAPIDA DE USO	
1. Verifique que el empaque se encuentra en buen estado y completamente sellado, proceda a abrir el empaque y retirar la sonda de succión. 2. Coloque el caucho de succión sobre la mesa estéril. 3. Conéctelo al sistema de aspiración y al sistema tipo cánula o sonda de aspiración.	