

PUERTO IMPLANTABLE PARA INFUSIÓN MEDCOMP®

DIGNITY TC

MRCTI66041

6.6 Fr

- ☑ **Dignity TC** permite a los pacientes recibir quimioterapia, terapias de infusión y Tomografía Computarizada con Realce de Contraste (TCRC) a través del mismo dispositivo, con una Aguja Huber de Infusión Inyectable con Poder.
- ☑ El polímero plástico de peso ligero es completamente compatible con RM y proporciona hasta 5cc/seg @ 300psi.
- ☑ **EXTREMO EN PUNTA:** Ayuda en el proceso de disección de tejido, creando un bolsillo más ajustado para el puerto lo cual evita que se invierta.
- ☑ **ANCHO REDUCIDO:** Minimiza la longitud de la incisión durante la implantación e incrementa la proporción de tabique a cuerpo del puerto para promover la facilidad en el acceso.
- ☑ **LADOS CÓNCAVOS:** Permite ensamblaje y colocación controlada y precisa del puerto.
- ☑ **CONTORNOS SUAVES:** El cuerpo redondeado del puerto aumenta la comodidad del paciente.
- ☑ **ARO ELEVADO:** Proporciona una respuesta táctil clara durante la palpación para ayudar en la localización del tabique.
- ☑ **MECANISMO DE ASEGURAMIENTO TRANSPARENTE:** Asegura confirmaciones visuales y táctiles de una conexión segura puerto-catéter.
- ☑ **TINTA RADIOPACA:** La impresión "CT" puede visualizarse bajo rayos x para proporcionar confirmación de inyectabilidad con poder.
- ☑ **BAJO PERFIL:** Múltiples tamaños de puertos y catéteres que hacen más fácil seleccionar una configuración adecuada para el tipo de cuerpo de un paciente, dando como resultado cosmética mejorada, mientras mantiene todavía el más alto nivel de funcionamiento.



Contenido del Set:

- | | |
|---|---|
| (1) Puerto Implantable para CT | (1) Introducutor de Rasgar con Válvula |
| (1) Catéter | (1) Tunelizador |
| (2) Seguros para Catéter | (1) Aguja Huber de 22Ga. |
| (1) Escalpelo | (1) Aguja Punta Roma |
| (1) Aguja Introducutora de 18Ga. | (1) Instrucciones de Uso Introducutor de Rasgar con Válvula |
| (1) Seleccionador de Vena | (1) Instrucciones de Uso del Puerto |
| (1) Guía de .038" x 70cm en "J" Marcada con Avanzador | (1) Paquete de Información para el Paciente |
| (1) Jeringa de 10cc | (1) Rótulo para la Historia del Paciente |

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2020DM-0003584-R1 F.V. 03/03/2030

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: III

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: ÓXIDO DE ETILENO

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA:



PBX: 211 9002 - Celular: 316 874 6344
Bogotá, Colombia
www.colombianmedicare.com.co
info@colombianmedicare.com.co