


## KIT PARA HEMOPERFUSIÓN JAFRON®

INCLUYE LINEAS DE SANGRE

**REF. HA380 ABLE**

**Remoción efectiva de mediadores inflamatorios y  
regulación de la respuesta inmunológica  
para pacientes críticos en UCI y aquellos con cirugía cardíaca**

- ✓ Remueve **exceso** de **mediadores** inflamatorios, **citoquinas**, **complemento** activado, **hemoglobina** libre en plasma.
- ✓ Mejora la **hemodinamia** y beneficia el **funcionamiento** de los órganos.
- ✓ **Reduce** significativamente la mortalidad por **sepsis**, shock séptico y pancreatitis aguda severa (SAP).
- ✓ **Progreso** en los indicadores de enfermedades críticas.
- ✓ **Acorta** la estancia en UCI y hospitalización.
- ✓ **Cartucho Compatible** con todas las máquinas de purificación sanguínea.
- ✓ **Amplía** superficie de área adsorbente.
- ✓ Alta **fuerza** mecánica de los adsorbentes.
- ✓ Ajuste **preciso** de distribución de tamaño de poro.
- ✓ Buena **biocompatibilidad**.
- ✓ Material de resina con método de cubierta **avanzado**.
- ✓ Hemodinámica **optimizada**.
- ✓ Con filtro que **previene** desprendimiento de partículas al cuerpo humano.



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricante:</b>                    | Jafron Biomedical Co., Ltd. (China)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Material Adsorbente:</b>           | Copolímeros de Estireno Divinilbenceno con Doble Entrecruzado                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material de Carcaza:</b>           | Policarbonato                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Esterilización:</b>                | Radiación Gamma                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Volumen de Sorbente (ml):</b>      | 380±3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Volumen de Sangre (ml):</b>        | 150±3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso molecular objetivo:</b>       | 10kDa-60kDa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Superficie de Adsorción (m²):</b>  | 54,000~60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Registro Sanitario:</b>            | 2018DM-0017564                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Clasificación de Riesgo:</b>       | IIb                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Vigencia:</b> 15/02/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Presentación:</b>                  | Kit embalado en caja cartón que contiene: Cartucho de HP y líneas de sangre<br>Producto estéril, libre de patógenos y desechable. Se prohíbe su reutilización.                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones de Almacenamiento:</b> | Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado, limpio y sin gases corrosivos.<br>Se recomienda proteger los productos del polvo guardándolos en bolsas plásticas para mantener el empaque original limpio y evitar su rápido deterioro.<br>Límites de Temperatura: 1°C a 30°C<br>Límites de Humedad: 0% a 80% |
| <b>Transporte:</b>                    | Durante el transporte, evitar que los productos sean presionados con peso; evitar golpes, lluvia y nieve. No permitir que su temperatura caiga por debajo del punto de congelación.                                                                                                                           |
| <b>Disposición final:</b>             | El desecho o disposición final de los insumos se debe hacer según protocolo de cada institución.                                                                                                                                                                                                              |



> 20 años de experiencia clínica

> 20 países

Certificaciones CE, ISO 9001, ISO 13485

**IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA:**



PBX: 211 9002 - Celular: 316 874 6344

Bogotá, Colombia

[www.colombianmedicare.com.co](http://www.colombianmedicare.com.co)

[info@colombianmedicare.com.co](mailto:info@colombianmedicare.com.co)

| SISTEMA DE CALIDAD                   |                                                |                                |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>CÓDIGO:</b><br>ADM-PEL-002-FT-029 | <b>APROBADO POR:</b><br>DIRECTOR TECNICO DE DM | <b>REVISIÓN:</b><br>11/10/2023 | <b>VERSIÓN:</b><br>04 |