

ACCESORIOS MEDCOMP® PARA CATÉTERES PERITONEALES

ADAPTADOR / CONECTOR DE TITANIO

LUER (MACHO - HEMBRA)

REF: MTC



CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- ☑ Este accesorio es para un solo uso.
- ☑ No reesterilice el accesorio por ningún método. El fabricante no se hace responsable por ningún daño causado por el reuso o la reesterilización de este accesorio.
- ☑ Contenido estéril y no pirogénico en empaques no abiertos o no dañados.
- ☑ No use el accesorio si el empaque está dañado o ha sido abierto.
- ☑ No use el accesorio si es visible cualquier signo de daño del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- ☑ Los productos se deben almacenar entre 0°C y 30°C evitando exposición directa a la luz solar.
- ☑ Se recomienda proteger los productos del polvo guardándolos en bolsas plásticas para mantener el empaque original limpio y evitar su rápido deterioro.

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE EVENTO ADVERSO:

- ☑ Siga los protocolos de la Institución para el manejo de cualquier situación que comprometa el bienestar del paciente.
- ☑ En lo posible, esterilice y guarde el dispositivo para su estudio. Este debe ser devuelto a COLOMBIAN MEDICARE SAS con informe detallado para análisis y concepto de MEDCOMP, según formato suministrado por Colombian Medicare SAS

DISPOSICIÓN FINAL:

- ☒ El desecho o disposición final de los insumos se debe hacer según protocolo de cada institución.

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2016DM-001609-R2 F.V. 25/02/2026

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: III

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: ÓXIDO DE ETILENO

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA:



PBX: 211 9002 - Celular: (316) 874 6344
Bogotá, Colombia
www.colombianmedicare.com.co
info@colombianmedicare.com.co