



BITRAC MAXSHIELD SELECT™ PEDIÁTRICO FICHA TÉCNICA

BiTrac Max
Shield SELECT
™

PEDIATRICO y
BiTrac SE
Maxshield
SELECT™
PEDIATRICO

TOTAL FACE

TRANSPARENTE

COJÍN DE SILICONA

USO ÚNICO

minerva
medical

www.minervamedical.com.co

Facebook.com/minervamedicalco

BiTrac MaxShield Select™ Pediátrico

BiTrac MaxShield Select™ Pediátrico se acomoda a la población infantil. Ofrece un ajuste completo a contorno del paciente, permite visión clara, ayudando a reducir la claustrofobia. Esto también permite un proceso de ajuste más rápido y sencillo. Dispone de un cojín de silicona para un perímetro facial completo, disponible en dos tamaños. Crea un sello de baja presión y se asienta suavemente en la cara. El sello del cojín y la aplicación suave, combinados con el ajuste del perímetro completo, ayudan a prevenir la descomposición de la piel nasal, dejando libres estas zonas. También ayuda a simplificar el proceso de ajuste de la máscara. El codo estándar se puede usar con un circuito de doble extremidad, y la antiasfixia se puede usar con un circuito de una sola extremidad. **BiTrac MaxShield Select™ Pediátrico** también viene con un arnés que cubre la cabeza completa, con una espuma suave para la comodidad del paciente. Además de los codos intercambiables para procedimientos requeridos por los clínicos tales como fibrobroncoscopia y nebulizaciones. Nuestros tamaños incluyen una máscara XXS, una máscara XS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

CARACTERÍSTICAS

- 1.1. **BiTrac MaxShield Select™ Pediátrico** es Total Face.
- 2.2. Tiene cojín en silicona.
- 3.3. Es transparente
- 4.4. **BiTrac MaxShield Select™ Pediátrico** viene con codo antiasfixia giratorio 360° con bayoneta.
- 5.5. **BiTrac SE MaxShield Select™ Pediátrico** viene con codo estándar giratorio 360° con bayoneta
- 6.6. Cuenta con 2 puertos de fuga intencional en la **BiTrac MaxShield select™ Pediátrico**
- 7.7. Cuenta con 2 puertos para medición en **BiTrac SE MaxShield Select™ Pediátrico**
- 8.8. Cuenta con correa de fijación con Clip y velcro de doble posicionamiento en su soporte superior.
- 9.9. Hechas de material estable, resistente y libre de latex.
- 10.10. Es de uso unico.
- 11.11. Facil manipulacion para su desarme.
- 12.12. Adaptable a las diferentes morfologías faciales, cuenta con una plantilla para obtener la medida exacta.
- 13.13. Cuenta con codos intercambiables
- 14..

VENTAJAS

- 1.1. Elimina el riesgo de zonas de presión sobre el tabique nasal
- 2.2. Este cojín garantiza un sello rápido, efectivo y de baja presión, se adapta facilmente a la anatomía facial del paciente.
- 3.3. Permite una visión sin obstáculos.
4. 4. Para aplicación en Bilevel y CPAP, lo que favorece su uso en pacientes de casa.
- 5.5. Para aplicación de ventiladores con válvula espiratoria activa.
- 6.6. Permite la eliminación del gas exhalado.
- 7.7. Permite conectar linea de presión proximal o monitoreo de CO2.
- 8.8. Permite fijar la interfase.
- 9.9. Biocompatible
- 10.10. Esta mascara es compatible y desechable
- 11.11. Permite facil limpieza de todas sus partes.
- 12.12. Se dispone de varios tamaños para mejorar la adaptación facial.
- 13.13. Permite satisfacer la necesidad del clínico de acuerdo al momento de su paciente.

BENEFICIOS

- 1.1. Es la opción ideal para pacientes con lesión del puente nasal, algunas anormalidades faciales, vello facial, edéntulos, o claustrofóbicos.
- 2.2. Minimiza riesgo de laceraciones, presiones y reduccion de fugas permitiendo mejor adaptacion y confort del paciente.
- 3.3. Cubre todo el rostro, lo cual ofrece una alternativa perfecta para los pacientes que no toleran la máscara oronasal o nasal. Facilita la comunicación y se puede observar secreciones o vómito
- 4.4. Permite que el paciente inhale aire en caso de fallo del ventilador. Da libertad de movimiento al paciente, permite intercambiar los codos.
- 5.5. Da libertad de movimiento al paciente, permite intercambiar los codos.
- 6.6. Evita la reinhalación de CO2.
- 7.7. Permite un monitoreo constante del CO2 durante su uso.
- 8.8. Facilita un montaje y desmontaje rapido y sencillo, los velcros de doble posicionamiento permiten una correcta tension y ajuste óptimo de acuerdo con la anatomia del paciente
- 9.9. Es Hipoalergenico.
- 10.10. Elimina el riesgo de contaminacion cruzada.
- 11.11. De higiene y mantenimiento sencillo.
- 12.12. Permite identificar la medida correcta para el paciente.
- 13.13. Con funciones para Nebulizacion, realizar Broncoscopia o modo de ventilación no invasiva.

ACCESORIOS:

CODOS INTERCAMBIABLES

BRONCOSCOPIA

NEBULIZACION

ANTIASFIXIA



GUIAS DE MONTAJE



REFERENCIAS

Referencia	Producto	Tamaño
313-9524	Bitrac MaxShield SELECT TM codo ESTANDAR intercambiables y correa de fijación para la cabeza	XX
313-9525	Bitrac MaxShield SELECT TM codo ESTANDAR intercambiables y correa de fijación para la cabeza	XS

Referencia	Producto	Tamaño
313-9526	Bitrac MaxShield SELECT TM codo ANTIASFIXIA intercambiables y correa de fijación para la cabeza	Adulto
313-9527	Bitrac MaxShield TM codo ANTIASFIXIA y correa de fijación para la cabeza	Adulto pequeño

REGISTRO INVIMA: 2021DM-0006846 -R1

NIVEL DE RIESGO: IIa

ENVASE: Bolsa por unidad

EMPAQUE: Caja por 10 unidades

ESTADO: No esteril

ROTULADO: De ley

DESECHO: Incinerar después de utilizar. NO ESTERILIZAR

ALMACENAMIENTO: Conservar en un lugar limpio y fresco