



	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1

1. Descripción General del Producto:

El sistema placa de fijación de mano ha sido desarrollado pensando en ser reconocido como el número uno de los sistemas de fijación para mini fragmentos utilizados hasta hoy.

El sistema de fijación de mano ofrece los beneficios de angulación variables en las placas y tornillos de bloqueo de 1.7mm y 2.3. El sistema cuenta con opciones de bloqueo y de sistema convencional necesarios para el tratamiento de fracturas de mano.

2. Características y Beneficios:

Amplio rango de placas: Ofrece diversas opciones para el tratamiento de cualquier tipo de fractura de mano.

Diseño de placas pre contorneadas: Las placas vienen diseñadas anatómicamente lo cual reduce tiempo quirúrgico.

Tornillos de diseño avanzado: El atornillador viene diseñado con una guía que ayuda a dirigir la orientación del tornillo y no requiere de camisa de sujeción.

Cabezas de bajo perfil: Reducen al máximo la angulación del tornillo de bloqueo y el riesgo de irritación de los tejidos blandos.

Tornillos de punta roma: Todos los tornillos tienen punta roma y son autoperforantes, lo cual reduce el daño de la cortical.

Diseños de bandejas modulares: El sistema de almacenamiento permite crear un sistema personalizado para satisfacer las necesidades quirúrgicas.

Sistema de código de colores: El sistema de codificación de colores de placas, tornillos, instrumentos ayuda a identificar los componentes durante la cirugía.

- Amarillo indica el instrumental para sistema de 1.2mm y placas XS.



	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1

- Rojo indica el instrumental para sistema de 1.7mm y placas S.
- Verde indica el instrumental para sistema de 2.3mm y placas M y L.

Tornillos de emergencia: Están disponibles en tres tamaños diferentes dependiendo del tornillo inicial usado.


Cable guía de diámetro grande: El sistema ASNISIII presenta cables guía de diámetro más grande. La punta roscada se acopla al hueso para una óptima fijación.




AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker[®]


	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1






	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10 Versión 1
---	---	---------------------------------

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
Nombre:	Variax sistema de fijación de mano	
Marca:	Stryker	
Fábrica:	Stryker	
Registro Sanitario:	2008DM-0002104	
Composición:	Titanio	
País de Origen:	Freiburg	
Placas Estándar Mano Profile 1.2 mm XS altura 0.55mm		
Referencias	Descripción	Orificios
57-05101	Recta	4
57-05116	Recta	16
57-05140	T Angosta	5
57-05142	T Angosta	8
57-05150	T Oblicua Derecha	5
57-05151	T Oblicua Izquierda	5
57-05170	Y Angosta	5
57-05190	3-D	2 x 2
57-05191	3-D	3 x 2
57-05192	3-D	4 x 2
57-05195	3-D Replantación	4 x 2
57-05197	3-D	2 x 2 + 2
Placas Estándar Mano Profile 1.7mm S altura 0.55mm		
Referencias	Descripción	Orificios
57-05202	Recta	4
57-05216	Recta	16
57-05220	L Derecha	6
57-05221	L Izquierda	6
57-05240	T Angosta	6
57-05260	T	7
57-05262	T Angosta	10
57-05270	Y Angosta	7
57-05279	Z Angosta	9
57-05282	Blade Derecha	5
57-05283	Blade Izquierda	5
57-05285	Prong	1




	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10 Versión 1
---	---	---------------------------------

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
57-05290	3-D	2 x 2
57-05291	3-D	3 x 2
57-05292	3-D	4 x 2
57-05295	3-D Replantación	4 x 2
57-05297	3 – D	2 x 2+2
57-05210	T ancha	8
Placas de Bloqueo Mano Variax 1.7mm S altura 1.0mm		
Referencia	Descripción	Orificios
57-10304	Recta	4
57-10316	Recta	16
57-10320	L Derecha	6
57-10321	L Izquierda	6
57-10340	T Angosta	6
57-10360	T	7
57-10368	T Ancha	8
57-10310	T Angosta	10
57-10379	Z Angosta	9
57-10390	3-D	2 x 2
57-10391	3-D	3 x 2
57-10392	3-D	4 x 2
57-10395	3-D Replantación	4 x 2
57-10397	3 – D	2 x 2+2
57-10380	Rotación	5
Placas Estándar Mano 2.3mm M Profile altura 1.0mm		
Referencia	Descripción	Orificios
57-10101	Recta	4
57-10102	Recta con Barra	4
57-10116	Recta	16
57-10120	L Derecha	6
57-10121	L Izquierda	6
57-10140	T Angosta	6
57-10160	T	7
57-10170	Y Angosta	7
57-10179	Z Angosta	13
57-10190	3-D	2 x 2




	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10 Versión 1
---	---	---------------------------------

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
57-10191	3-D	3 x 2
57-10192	3-D	4 x 2
57-10195	3-D Replantación	4 x 2
57-10197	3-D	2 x 2+2
57-10161	T Ancha	8
57-10185	Rotación	5
57-13185	Rotación Ancha	5
Placas de Compresión Mano Profile 2.3 mm M altura 1.0 mm		
Referencia	Descripción	Orificios
57-10402	Recta	4
57-10407	Recta	6
57-10420	L Derecha	6
57-10421	L Izquierda	6
57-10440	T Angosta	6
57-10460	T	7
57-10470	Y Angosta	7
57-10482	Hoja Derecha	6
57-10483	Hoja Izquierda	6
Placas de Compresión Mano Profile 2.3 mm L altura 1.3 mm		
Referencia	Descripción	Orificios
57-13402	Recta	4
57-13405	Recta	5
57-13408	Recta	6
57-13410	Recta	8
57-13420	L Derecha	6
57-13421	L Izquierda	6
57-13440	T Angosta	6
57-13442	T Angosta	10
57-13450	T oblicua derecha	6
57-13451	T oblicua Izquierda	6
57-13906	T	6



	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
Placas de Bloqueo Mano Variax 2.3 mm M Profyle, altura 1.5mm		
Referencia	Descripción	Orificios
57-15301	Recta	4
57-15302	Recta con Barra	4
57-15316	Recta	16
57-15320	L Derecha	6
57-15321	L Izquierda	6
57-15340	T Angosta	6
57-15361	T ancha	8
57-15360	T	7
57-15370	Y Angosta	7
57-15379	Z Angosta	13
57-15390	3-D	2 x 2
57-15391	3-D	3 x 2
57-15392	3-D	4 x 2
57-15395	3-D Replantación	4 x 2
57-15397	3-D	2 x 2+2
57-15385	Rotación	5
57-15324	MC5 Izquierda	5
57-15325	MC5 Derecha	5
Tornillos para Hueso 1.2mm Cross – Pin Autotarraja		
Referencia	Longitud	
58-12004	4mm	
58-12005	5mm	
58-12006	6mm	
58-12007	7mm	
58-12008	8mm	
58-12009	9mm	
58-12010	10mm	
58-12012	12mm	
58-12014	14mm	
58-12016	16mm	
58-12018	18mm	
58-12020	20mm	
59-12049	Arandela para tornillo de 1.2 mm	




AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker


	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
Tornillo de Emergencia 1.4 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia	Longitud	
58-14003	3mm	
58-14005	5mm	
58-14007	7mm	
58-14009	9mm	
Tornillo de Hueso 1.7 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia	Longitud	
58-17005	5mm	
58-17006	6mm	
58-17007	7mm	
58-17008	8mm	
58-17009	9mm	
58-17010	10mm	
58-17011	11mm	
58-17012	12mm	
58-17013	13mm	
58-17014	14mm	
58-17015	15mm	
58-17016	16mm	
58-17018	18mm	
58-17020	20mm	
58-17022	22mm	
58-17024	24mm	
59-17049	Arandela para tornillo de 1.7mm	
Tornillo de Bloqueo 1.7 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia	Longitud	
53-17005	5mm	
53-17006	6mm	
53-17007	7mm	
53-17008	8mm	
53-17009	9mm	
53-17010	10mm	



	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
53-17011		11mm
53-17012		12mm
53-17013		13mm
53-17014		14mm
53-17015		15mm
53-17016		16mm
53-17018		18mm
53-17020		20mm
53-17022		22mm
53-17024		24mm
Tornillo de Emergencia 1.9 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia		Longitud
58-19005		5mm
58-19008		8mm
58-19010		10mm
58-19012		12mm
Tornillo de Hueso de 2.3 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia		Longitud
58-23006		6mm
58-23008		8mm
58-23009		9mm
58-23010		10mm
58-23011		11mm
58-23012		12mm
58-23013		13mm
58-23014		14mm
58-23015		15mm
58-23016		16mm
58-23018		18mm
58-23020		20mm
58-23022		22mm
58-23024		24mm
58-23026		26mm
59-23049		Arandela para tornillo de 2.3mm



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker

	VARIAX SISTEMA DE PLACAS PARA MANO	Ficha Técnica N.10
		Versión 1

Ficha Técnica	Variax Sistema de fijación de mano	
Tornillo de Bloqueo 2.3 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia		Longitud
53-23006		6mm
53-23008		8mm
53-23009		9mm
53-23010		10mm
53-23011		11mm
53-23012		12mm
53-23013		13mm
53-23014		14mm
53-23015		15mm
53-23016		16mm
53-23018		18mm
53-23020		20mm
53-23022		22mm
53-23024		24mm
53-23026		26mm
Tornillo de emergencia 2.5 mm Cross –Pin -Autorrajante		
Referencia		Longitud
58-25006		6mm
58-25008		8mm
58-25010		10mm
58-25012		12mm