

**PASADORES DE SUTURA SLING SHOT**

Ficha Técnica

1. Descripción General del Producto

El conjunto de empujador de nudos/cortador de sutura y cánula ranurada Stryker 2-0 es un dispositivo de un solo uso destinado a utilizarse durante la cirugía artroscópica de rodilla para manipular y cortar suturas de tamaño 2-0

2. Indicaciones:

El conjunto de empujador de nudos/cortador de sutura y cánula ranurada Stryker 2-0 está destinado a usarse en aplicaciones artroscópicas de menisco.

3. Contraindicaciones:

Procedimientos quirúrgicos distintos de los enumerados en las indicaciones.

4. Advertencias:

Este producto está diseñado para un solo uso. Deseche cualquier producto abierto o no utilizado.

5. Empaque, etiquetado y esterilización:

1. Este dispositivo se suministra estéril. NO REESTERILIZAR. La reesterilización de este dispositivo puede tener como resultado la contaminación o la pérdida de funcionalidad.
2. Los productos estériles de Stryker deberán aceptarse únicamente si el embalaje y el etiquetado de fábrica llegan intactos. Antes de usar el producto, compruebe si su embalaje presenta signos de manipulación, daños o contaminación por agua.
3. Póngase en contacto con el representante local de Stryker si el embalaje ha sido abierto o modificado.

6. Compatibilidad:

Compatible con el dispositivo de reparación del menisco para técnica "todo dentro" AIR™ de Stryker (P/N 4720) únicamente.



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker®

	PASADORES DE SUTURA SLING SHOT	Ficha Técnica

Ficha Técnica	BAJA NUDOS/CORTADOR – CÁNULA RANURADA	
Nombre:	SLINGSHOT	
Marca:	Stryker	
Fábrica:	Stryker	
Registro Sanitario:	2010DM-0006055	
Composición:	Titanio (Ti-6AL-4V)- Nitinol	
País Origen:	USA	
Referencias		Descripción
CAT 02854		Champion SlingShot izquierda 45°
CAT 02855		Champion SlingShot derecha 45°
CAT 02862		Champion SlingShot superior 70 °





AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker®





AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker[®]

