

Es un producto con barrera protectora antibacterial con adaptador nasal ajustable hipoalergénico con triple capa de filtración, sellado ultrasonido y con poco desprendimiento de partículas.

Uso: Para personal médico como barrera de seguridad, procedimientos odontológicos o pacientes para evitar transmisión de gérmenes o enfermedades.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:  
COMPOSICIÓN:

TAPABOCAS  
Polipropileno de 3 pliegues, 2 capas en tela no tejida 13 G/M2 y una capa intermedia de 26 grs con filtro que tiene una eficacia superior al 95% y un soporte nasal ajustable.

PRESENTACIÓN:  
EMBALAJE:  
TOLERANCIA EN MEDIDAS:

Caja plegadiza por 50 unidades.  
Caja x 2.500 unidades talla estándar.  
+/- 3 cms.

MARCA:  
FABRICANTE:  
REGISTRO SANITARIO:  
RIESGO:

MAINCO HEALTH CARE S.A.S.  
MAINCO HEALTH CARE S.A.S.  
2014DM-0011700  
Clase 1

METODO DE ESTERILIZACIÓN:

N/A

USO:

UN SOLO USO

RECOMENDACIONES:

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

PRECAUCIONES:

No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.

CONDICIONES DE  
ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos

DISPOSICIÓN FINAL:

Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

