


Elaborado en tela no tejida con barrera resistente a la penetración de fluidos, como: líquido amniótico, sangre y otras secreciones presentadas en el servicio en la especialidad de ginecología.

Usos: En procedimientos para partos, legados, cesáreas, histeroscopias entre otros.

Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	521	Envolvedera 2.00x1.50 sms	2
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2578	Bata quirúrgica americana con puño algodón sms	1
4	1307	Compresas 4 capas con cinta radiopaca	3
5	1276	Par de polaina ginecologica T-L sms	1
6	273	Campo piel 0.50x0.50 sms	1
7	967	Campo de ojo 1.20x1.20 fenestra 25 sms	1
8	11	Indicador de esterilización	1



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2, polipropileno absorbente 50 -115 G
PRESENTACIÓN:	Bolsa fuelle de 35 x 46 cm por unidad
EMBALAJE:	Caja x 16 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.