


PAQUETE ARTROSCOPIA ESTÉRIL

ITEM: 201375

Paquete especializado elaborado en tela no tejida, en materiales resistentes a la penetración de fluidos y en la especialidad de ortopedia en artroscopia.

Usos: En procedimientos de la especialidad de ortopedia, artroscopia de rodilla, hombro, ligamento cruzado anterior y posterior, entre otros.

Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	605	Envolvedera 2.50 x 2.00 laminado	1
2	976	Toalla para secado de manos	6
3	1122	Bata quirúrgica americana con refuerzo en manga y pe	cho 3
4	2514	Funda de mayo 1.60 x 0.60 plastificado	1
 5	6402	Media de artroscopia T-M	1
6	661	Tiras de sujeción	2
7	1076	Sábana auxiliar 2.00 x 1.50 adh laminado	1
8	969	Campo operatorio sms	1
9	11	Indicador de esterilización	1





DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: KIT DESECHABLE ESTÉRIL

COMPOSICIÓN: Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2, polipropileno absorbente 50 -100 G
PRESENTACIÓN: Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización de 40x62 cm por unidad.

EMBALAJE: Caja x 6 unidades

TOLERANCIA EN MEDIDAS: +/- 3 cms.

MARCA: MAINCO HEALTH CARE S.A.S. FABRICANTE: MAINCO HEALTH CARE S.A.S.

REGISTRO SANITARIO: 2014DM-0011814

RIESGO: Clase 1

METODO DE ESTERILIZACIÓN: Óxido De Etileno USO: ÚN SOLO USO

RECOMENDACIONES: Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

PRECAUCIONES: No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.

DISPOSICIÓN FINAL: Cumplir con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión

integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en

cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.