

Diseñado para mantener la camilla limpia e higiénica en los pacientes sirve como barrera protectora al impedir el traspaso de fluidos corporales.

Uso: Consultorios médicos, estéticos y odontológicos.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMERCIAL:              | ROLLO PARA CAMILLA 0.45 x 50 MTS AZUL NO ESTÉRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| COMPOSICIÓN:                   | Polipropileno tela no tejida 35 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESENTACIÓN:                  | Rollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EMBALAJE:                      | Caja x 20 rollos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOLERANCIA EN MEDIDAS:         | +/- 3 cms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MARCA:                         | MAINCO HEALTH CARE S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FABRICANTE:                    | MAINCO HEALTH CARE S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REGISTRO SANITARIO:            | N/A Según decreto 4725 del 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RIESGO:                        | Clase 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| METODO DE ESTERILIZACIÓN:      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USO:                           | UN SOLO USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES:               | Consérvese a una temperatura inferior a 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRECAUCIONES:                  | No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: | El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DISPOSICIÓN FINAL:             | Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo. |

