Ficha Técnica



Gestión de Calidad

1. Denominación Comercial	Fabricante	No. de Ficha	FT - 517	7	
APOSITO DE ADHESION BACTERIANA CON HIDROGEL CUTIMED® SORBACT® GEL	Abigo medical AB, Suecia	N° Revisión:	5	5	
	para BSN MEDICAL GMBH	Fecha de	Día	Mes	Año
	ALEMANIA	creación	02	08	10

2. Descripción y Empaque de producto

NART / BNR	De		Empaque					
72611-00	Plegadiza x 10 uni	36 Plegadi	36 Plegadizas en caja corrugada					
72611-01	Plegadiza x 10 unidades de 7,5 cm x 15 cm		20 Plegadi	20 Plegadizas en caja corrugada				
72611-16	Plegadiza x 5 unidades de 15 cm x 20 cm		8 Plegadiz	8 Plegadizas en caja corrugada				
Nomb	Nombre genérico Forma cosmética			Producto Ir	mportado			
APOSITO ABSORBENTE ESTERIL		N/A	SI	Х	NO	N/A		

3. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria

Numero Registro Sanitario Notificación Sanitaria		Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria			
INVIMA 2019DM-0002250-R1	N/A		09 JULIO DE 2029		
Modalidad de Registro Sanitario			Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria		
Fabricar y Vender N/A			BSN MEDICAL LIMITADA		
Importar y Vender X			Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia		
Importar Semi-Elaborar y Vender N/A			PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80		
Clasificación del Riesgo		IIb	Productor	N/A	
¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?		NO	Distribuidor	X	

4. Descripción

Apósito estéril de adhesión bacteriana con Hidrogel para cubrir todo tipo de heridas secas y con baja o moderada exudación, que estén contaminadas, colonizadas o infectadas, tales como heridas postoperatorias y dehiscencias de suturas quirúrgicas, heridas de origen traumático, heridas crónicas, como ulcera venosa, arterial y diabética o ulceras por presión, heridas posteriores a una escisión de fístulas y abscesos.

Este apósito disminuye el número de microorganismos, limpia la herida y crea las condiciones necesarias para una curación natural de la herida.

No tiene riesgos de resistencia bacteriana, citotoxicidad u otros efectos secundarios.

Por la combinación con hidrogel, crea un ambiente húmedo en la herida.

5. Composición	Tipo / Grado	Nomenclatura		
Tela de Acetato de color verde (liquido de derivado de ácidos grasos (Cloruro de Carba Sodio, Carbonero 940, Propilenglicol, Agua.	TECNICO	N/A		
6. Características del producto	Método de análisis	Tolerancia		
γ -Esterilización	EN ISO 11137 - 12006	Estéril		
рН	Test método internacional	6,8-7,2		
Peso Gel de recubrimiento g/m²	Test método internacional	54,0 - 66,0 g/m ²		
Solidez del color al agua	Test método internacional	4 – 5	5	
Repelencia al agua	Test método internacional	< 42		
Recuento de hilos	Test método internacional	84		

7. Recomendaciones de uso

Cutimed Sorbact Gel son apósitos primarios desarrollados especialmente para heridas secas o bien de escasa o moderada exudación, o también parcialmente necróticas. En función del flujo exudativo, deberán ser fijados con un apósito secundario adecuado, con el fin de evitar que se seque la herida y con ello el riesgo de que el apósito se quede pegado en la herida. Su mecanismo de acción se basa en el efecto físico de la interacción hidrófoba: en un medio húmedo las partículas

Ficha Técnica





hidrófobas (repelentes al agua) se acumulan pegándose unas a las otras. La mayoría de los gérmenes patógenos o que dificultan la curación de las heridas, poseen propiedades hidrófobas, por tanto se adhieren de forma irreversible al apósito. Cutimed Sorbact Gel no se debe emplear junto con pomadas o cremas, ya que estos productos entorpecen la fijación de los microorganismos al apósito. En caso de sensibilidad conocida frente al Propilenglicol no utilizar este producto. No se conocen efectos secundarios ni riesgos de reacciones citotóxicas. Como el principio de actuación se basa en un efecto físico, tampoco existe peligro de que se produzca o se acentué una resistencia de las bacterias ni los hongos.

Cutimed® Sorbact® gel está indicado para el tratamiento de heridas limpias, contaminadas, colonizadas o infectadas secas o con niveles de exudado bajos, como heridas traumáticas, quemaduras, heridas cavitadas, fístulas, úlceras por presión, úlceras del pie diabético y úlceras de pierna.

BSN MEDICAL LIMITADA, garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

BSN MEDICAL LIMITADA, solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.

8. Rotulado

El empaque primario y la plegadiza, debe indicar el nombre del producto, el fabricante, el No. de Registro Sanitario, el importador, la composición, instrucciones y usos, advertencias y precauciones, almacenamiento, método de desecho y utilizar una sola vez; el No. de lote, fecha de vencimiento y presentación comercial.

9. Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol, a temperatura no mayor a 25°C. y humedad relativa no mayor a 85%.

10. Tiempo de vida

3 años (36 meses)

11. Información complementaria para Registro Sanitario

Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia						SI	Х	N	0	N/A			
Autor del documento			Dovisede ne		Anrehada nar		Fecha de modificación						
Auto	dei docui	nento		Revisada po	or .	Aprobada por			Día	Mes	Año		
	Diana Marcela Montes Senior Regulatory Affairs Specialist Fecha Leidy Lineth Torres Auxiliar Técnico y Asuntos Regulatorios Fecha Fecha		Ignacio Martínez Panesso Gerente Técnico, Asuntos Regulatorios y Producción Parche Fecha				09	2021					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año					
Dia	MCS	Allo	Dia	Mes	Allo	Dia	Wics	Allo					