



1. Denominación Comercial				Fabricante Fabricante			No. de Ficha FT – 092)2	
LEUKOPLAST® PROFFESIONAL ESTÁNDAR CURAS									2			
						DA	Fech	na de	Día	Mes	Año	
CURAS			COLOMBIA			crea	ción	29	09	2020		
2. Descripción y	y Empaque de pro	oducto										
NART / BNR	R Descripción			Empaque								
73280-02	LP STAND 19MMX65MM TR 100 ES			Curas estándar transparente dúplex. 100 unidades por plegadiza. Caja corrugada x 12 plegadizas.								
73280-03	LP STAND 19X65MM TR 200 ES			Curas estándar transparente dúplex que contiene 10 curas. 20 sobres por plegadiza. Caja corrugada x 12 plegadizas.								
73280-00	LP STAND 19X72MM TA 20 ES			Curas estándar C. Piel dúplex. 20 unidades por plegadiza. Caja microcanal x 12 plegadizas.								
73280-04	73280-04 LP STAND 19X72MM TA 100 ES			Curas estándar C. Piel dúplex. 100 unidades por plegadiza. Caja corrugada x 12 plegadizas.								
73280-01	LP STAND D22MM TA 100 ES			Curas estándar C. Piel dúplex. 100 unidades por plegadiza. Caja corrugada x 12 plegadizas.								
71226-00	LP STAND 19X72N	1M TA 10 ES	10 ES Plegadiza por 10 uni				lades. Termoencogible x 24 unidades, 12 caja. Total 288 plegadizas por caja					
71226-01	LP STAND 19X72N	IM TA 8 ES					ades. Termoencogible x 24 unidades, 12 caja. Total 288 plegadizas por caja					
Nombre genérico			orma cosmética				Producto Importado					
VENDAJ	E ADHESIVO		N/A			SI		N/A NO X			Χ	
3. Registro San	itario o Notificaci	ón Sanitaria										
Numero Registro Sanitario Notificación Sanitaria Fecha de vigencia del Registro/ N						otificad	ión Sa	nitaria				
INVIMA 2015DM-0013817 N			1				21/10/2025					
Modalidad de Registro Sanitario				Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sa				ón San	itaria			
Fabricar y Vender				X	BSN MEDICAL LIMITADA							
Importar y Vender				I/A				'	bia			
Importar Semi-Elaborar y Vender			N	/A	PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18			18 80				
Clasificación del Riesgo ¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?				10		Productor Distribuidor			X X			
4. Descripción	Wedico Es Reutil	izabie f	ı	NO	Distribution							
Curas plásticas au caucho natural.	n anósito no telido a				•		•			•		
Las curas tienen un apósito no tejido absorbente, están cubiertas cor 5. Composición				прарсі	Tipo / Grado				Nomenclatura			
Adhesivo: Copolimero de Estireno-Butadieno, caucho natural, Poli-isoprer Politerpenica, Polipentadieno Metilbuteno, Ester de Colofonia hidrogenada Lanolina, 2,2 Metilene-bis (6-tert-butyl-p-cresol), Acetato de etilo, Disolver Apósito: No tejido de poliéster blanco Soporte: Polietileno transparente y color piel Papel siliconado Papel de envoltura de sellado en frio				enada y	/ Glicerol,		TECNICO N		N/A			
6. Características del producto			Método	Método de análisis			Tolerancia					
Poder adhesivo en acero(N/cm)			TPO 6305-001				4.0 ± 1.0					
Bioburden (UFC/g)	Bioburden (UFC/g)			USP VIGENTE			Max. 100					

Ficha Técnica



7. Recomendaciones de uso

- Unicamente para uso externo
- Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.
- Indicado para un solo uso. Después de desprender el material de la piel, éste pierde adhesividad y al tratar de pegarlo nuevamente, su
 desempeño no es el mismo y puede desprenderse. No se debe re-utilizar debido al riesgo de contaminación cruzada o recontaminación.
- Las venditas están hechas con una película delgada, que permite la transpiración de la piel, sin embargo en algunas personas puede ocasionar acumulación de sudor. En usos prolongados o de alto stress y sudoración, la vendita puede perder adhesividad, hasta desprenderse de la piel.
- Se recomienda cambiar la vendita cada 6 horas
- Indicado para proteger pequeñas heridas, rasguños, quemaduras u otro tipo de lesiones.
- Este producto es NO HIPOALERGENICO.
- El adhesivo de este producto es fabricado con base en cauchos naturales (Látex). La presencia del Látex puede causar en casos aislados alergias y enrojecimientos sobre la zona aplicada. No usar en personas con antecedentes alérgicos al látex.

BSN MEDICAL LTDA., garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

BSN MEDICAL LTDA., solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.

8. Rotulado

El producto debe estar identificado con el nombre del producto, referencia, presentación, cantidad, número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario

9. Condiciones de almacenamiento

En lugar seco y fresco, protegidos de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 80%.

10. Tiempo de vida

36 meses a partir de la fecha de producción, almacenado bajo condiciones especificadas.

11. Información complementaria para Registro Sanitario

Se cuenta con controles y gen	3	SI	X	NO)	N/A		
Autor del documento	Povicede per		Anyohodo nov		Fecha de Modificación			
Autor dei documento	tor del documento Revisada por Aprobada por		Día	Mes	Año			
María Fernanda Vargas Coordinadora Gestión de Calidad	Maria Camila Tofiño QF Producción Parches -Asuntos Regulatorios		lon Jovany l Manager / Direcc PC	•	30	10	2023	

Control de cambios del documento

N° Versión	Fecha	Descripción del cambio	Modificado por		
0	29-09-2020	Se crea documento	Diana M. Rendón María Fernanda Vargas Diana M. Montes		
1	19-10-2020	Se adicionan nuevas referencias.	Liseth Barbosa		
2	30-10-2023	Se realiza revisión general de acuerdo al Po-0000 Norma fundamental para la elaboración de documentos. Se actualiza la descripción de los productos. Se cambia a 80% la humedad relativa.	Diana M. Rendón María Fernanda Vargas		