No. de Ficha

N° Revisión:

Fecha de

creación



FT - 507

6

Mes

80

Año

10

Día

02



1. Denominación Comercial

FIXOMULL® STRETCH - GASA ADHESIVA

2. Descripción y Empaque de producto

NART / BNR	NART / BNR Descripción				Empaque							
02033-01	-				1.	2 plegadizas er	•	jada				
02036-00	Rollo de 10 m x 5 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
02037-00	Rollo de 10 m x 10 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
02038-00	Rollo de 10 m x 15 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
02039-00	Rollo de 10 m x 20 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
02040-00	Rollo de 10 m x 30 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
70022-01	Rollo de 2 m x 10 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
47272-00	Rollo de 5 m x 5 cm				12 plegadizas en caja corrugada							
47375-00	Rollo de 20 m x 10 cm				12 plegadizas en caja corrugada							
47376-00	Rollo de 20 m x 15 cm				12 plegadizas en caja corrugada							
47377-00	Rollo de 20 m x 20 cm				1.	2 plegadizas er	n caja corrug	jada				
79992-03	Rollo de 10 m x 10 cm				24 plegadizas en caja corrugada							
79992-04	Rollo de 5 m x 5 cm				2	4 plegadizas er	n caja corrug	jada				
71216-00	Rollo 10 cm × 1 m				12 plegadizas por caja corrugada							
71217-00	Rollo	Rollo 15 cm × 10 m				24 plegadizas por caja corrugada						
71217-01	Rollo	llo 10 cm × 2 m				plegadizas po	r caja corru	ıgada				
71217-02	Rollo 15 cm × 2 m				12 plegadizas por caja corrugada							
79992-01	Rollo 5 cm × 10 m 24 plegadizas por caja corrugada											
Nombre genérico Forma co				a cosmétic	mética Producto Importado							
GASA A	ADHESIVA			N/A		SI	Χ	NO	N/A			
3. Registro Sanit	ario o Notificaci	ón Sanita	aria									
Numero Regist	ro Sanitario	Notif	icación San	itaria	Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria							
INVIMA 2016DN	INVIMA 2016DM-0000273-R1 N/A				20 OCTUBRE DE 2026							
Modalidad de Registro Sanitario					Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria							
				N/A								
Importar y Vender				Х	Carrer	Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia						
Importar Semi-Elaborar y Vender				N/A	PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80							
Clasificación del Riesgo				1	Pro	oductor N/A						
¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?				NO	Dist	ribuidor	idor X					
4. Descripción												
Gasa adhesiva pa	•	apósitos.	Fijación seg	gura de cat	éteres, cán	ulas, sondas, t	ubos, dispos	sitivos de m	edición			
otros instrumentos	S						10 1		• •			
<b>5. Composición</b> Sustrato: Poliéster no tejido						Про	Tipo / Grado Nomenclat					
Adhesivo: Poliacrilato.						TE	TECNICO N/A					
Papel protector: si						'-	ONIOO	14/	Α			
6. Características			M	étodo de a	ınálisis		Tolera	ancia				
				método int	odo internacional 1,00 – 3,5							
Permeabilidad al aire [cm³/cm²/s] Test mét				método int	internacional > 1 cm/s							
F-63-87A Rev. 2 07	7-19 Este documen	to es impreso y	y no tiene el sello d	e control, se dec	larará documento	no controlado y no ser	á actualizado.	<b>1/2</b> s	ity Interi			

**Fabricante** 

**BSN MEDICAL GMBH** 

**ALEMANIA** 



Gestión de Calidad



Cantidad de masa adhesiva (g/m2)	Test método internacional	30 - 36			
Color del material	Visual	Blanco			

## 7. Recomendaciones de uso

Únicamente de uso externo. Se recomienda cambiar la gasa cuando lo indique el médico.

Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. Usar para fijar gasas o apósitos (No colocar directamente sobre la herida)

Es para un solo uso. Después de levantar el material de la piel, este pierde adhesividad y al tratar de pegarlo nuevamente, su desempeño no es el mismo y puede desprenderse de la piel.

El material está fabricado con un soporte de Poliéster no tejido, permite la transpiración de la piel. En usos prolongados o de alto stress y sudoración por parte del paciente, la gasa puede paulatinamente perder adhesividad, hasta llegar a despegarse de la piel. La masa adhesiva de este producto es fabricada con base en poliacrilato. Por ser un adhesivo con base acrílica los casos de alergias en la piel muy rara vez se presentan. En caso de personas con antecedentes alérgicos a su componente, no Usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso.

BSN MEDICAL LIMITADA, garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

BSN MEDICAL LIMITADA, solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.

## 8. Rotulado

La plegadiza, debe indicar el nombre del producto, el fabricante, el No. de Registro Sanitario, el importador, la composición, instrucciones y usos, advertencias y precauciones, almacenamiento, método de desecho y utilizar una sola vez; el No. de lote, fecha de vencimiento y presentación comercial.

## 9. Condiciones de almacenamiento

En lugar seco y fresco, protegidos de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 85%.

## 10. Tiempo de vida

5 años (60 meses)

11. Información complementaria para Registro Sanitario

Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovig				jilancia	SI	X	NO		N/A		
Autor del decumente			Devicede non			Awadadawa			Fecha de modificación		
Autor del documento		Revisada por			Aprobada por			Día	Mes	Año	
Diana Marcela Montes Senior Regulatory Affairs Specialist			<b>Leslie Fernández C.</b> Auxiliar Técnica y Asuntos Regulatorios			Ignacio Martínez Panesso Gerente Técnico, Asuntos Regulatorios y Producción Parche			24	05	2022
Fecha			Fecha			Fecha					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			