

1. Denominación Comercial		Fabricante	No. de Ficha		FT - 724	
LEUKOPLAST® FIXOMULL® SKIN SENSITIVE		BSN MEDICAL GMBH ALEMANIA	N° Revisión:		0	
			Fecha de creación	Día	Mes	Año
			03	05	23	
2. Descripción y Empaque de producto						
NART / BNR	Descripción	Empaque				
79965-01	5 cm x 5 m x 1 rollo	24 plegadizas por caja corrugada				
79965-02	10 cm x 5 m x 1 rollo	12 plegadizas por caja corrugada				
79965-03	15 cm x 5 m x 1 rollo	12 plegadizas por caja corrugada				
79965-04	10 cm x 2 m x 1 rollo	12 plegadizas por caja corrugada				
Nombre genérico		Forma cosmética	Producto Importado			
CINTA ADHESIVA DE USO MEDICO		N/A	SI	X	NO	N/A
3. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria						
Numero Registro Sanitario	Notificación Sanitaria	Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria				
INVIMA 2023DM-0027095	N/A	19 MAYO DE 2033				
Modalidad de Registro Sanitario		Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria				
Fabricar y Vender	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80				
Importar y Vender	X					
Importar Semi-Elaborar y Vender	N/A					
Clasificación del Riesgo	I	Productor	N/A			
¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?	NO	Distribuidor	X			
4. Descripción						
Leukoplast® Fixomull® Skin Sensitive Película diseñada para la fijación de apósitos para heridas y la sujeción adicional de dispositivos, como catéteres, tubos, sondas o drenajes. Es un rollo que consiste en una tela no tejida hecha de poliéster recubierta de un primer adhesivo acrílico y de silicona autoadhesiva (no estéril) para una fijación suave pero confiable en áreas amplias. Adecuado para piel diabética muy sensible, delicada, agrietada, frágil, anciana, neonatal, dañada por cortisona / medicamentos. Para usar en todas las partes del cuerpo, incluidas las partes del cuerpo que se mueven con frecuencia o que están muy contorneadas.						
5. Composición			Tipo / Grado	Nomenclatura		
Consiste en una tela no tejida hecha de poliéster que se recubre en una cara primero con adhesivo de poliacrilato y luego con adhesivo de silicona. El producto está cubierto con una película de liberación. Sustrato: Poliéster no tejido, impreso con ondas azules. Adhesivo 1: poliacrilato Adhesivo 2: silicona Papel protector: siliconado Tira de agarre para facilitar aplicación: Película de polietileno de alta densidad (HDPE)			TECNICO	N/A		
6. Características del producto		Método de análisis	Tolerancia			
Poder adhesivo en acero (N/cm)		Test método internacional	0,15 - 0,60 N/cm			
Bioburden		DIN EN 556-1:2006	Max. 500 CFU/g			
Color		Test método internacional	Blanco			
Cantidad de masa adhesiva (g/m²)		Test método internacional	105 - 135			
7. Recomendaciones de uso						
Únicamente de uso externo. Antes de usar la película, lavar, limpiar y desinfectar la piel, de acuerdo con los protocolos de la institución y confirmar que la piel se encuentre seca y no contenga ninguna sustancia que pueda interferir en su adhesividad.						

Cortar del rollo la longitud requerida de Fixomull Skin Sensitive.
Retirar el papel protector, doblando la parte precortada.
Colocar la película sobre el apósito o dispositivo y fijar cuidadosamente en la piel.
Realizar fricción durante varios segundos en toda el área de la película para activar la función del adhesivo.
Usar una sola vez. Al desprender el producto e intentar

BSN MEDICAL LIMITADA, garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

BSN MEDICAL LIMITADA, solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.

8. Rotulado

El empaque individual y plegadiza, debe indicar el nombre del producto, el fabricante, el No. de Registro Sanitario, el importador, la composición, instrucciones y usos, precauciones, almacenamiento, método de desecho y utilizar una sola vez; el No. de lote, fecha de vencimiento y presentación comercial.

9. Condiciones de almacenamiento

Almacenar en lugar seco y fresco, a temperaturas inferiores a 35°C, alejado de la luz directa del sol, calores excesivos.

10. Tiempo de vida

5 años (60 meses)

11. Información complementaria para Registro Sanitario

Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia				SI	X	NO	N/A
Autor del documento	Revisada por	Aprobada por	Fecha de modificación				
			Día	Mes	Año		
Leslie Fernández Cabrera Auxiliar Técnica y Asuntos Regulatorios	Maria Fernanda Vargas Coordinador Gestión Calidad	Diana Marcela Montes Senior Regulatory Affairs Specialist - Dirección Técnica DC	03	05	2023		