

1. Denominación Comercial		Fabricante	No. de Ficha	FT - 134		
LEUKOPOR CINTA MICROPOROSA		Fabricante: Chensin Packing Industry co LTD, Taiwan Semi- elaborador: BSN MEDICAL LIMITADA, Colombia	N° Revisión:	4		
			Fecha de creación	Día	Mes	Año
				17	02	16
2. Descripción y Empaque de producto						
NART / BNR	Descripción		Empaque			
02453-01	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco ½ "X 10 yd		Tubo hospitalario por 24 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
02454-01	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 1"X 10 yd		Tubo hospitalario por 12 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
02455-01	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 2 "X 10 yd		Tubo hospitalario por 6 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
72193-03	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 3" X 10 yd		Tubo hospitalario por 4 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
02453-05	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 1.25cm x 10m		Tubo hospitalario por 24 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
02454-05	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 2.5cm x 10m		Tubo hospitalario por 12 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
02455-02	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 5cm x 10m		Tubo hospitalario por 6 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
72193-04	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 7.5cm x 10m		Tubo hospitalario por 4 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
02471-07	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 1.25cm x 4.57m		Plegadiza por 12 unidades. 6 plegadizas por caja corrugada. 72 un. por caja corrugada.			
02472-06	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 2.5cm x 4.57m		Plegadiza por 6 unidades. 8 plegadizas por caja corrugada. 48 un. por caja corrugada.			
02471-08	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 1.25cm x 4.57m T.A		Caja corrugada por 12 tarjetas.			
02472-07	Leukopor Cinta Microporosa C. Blanco 2.5cm x 4.57m T.A		Caja corrugada por 12 tarjetas.			
72368-26	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel ½ " X 1 yd		Plegadiza por 24 unidades. 18 pzas por caja corrugada. 432 un. Por corrugada.			
72368-27	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1" X 1 yd		Plegadiza por 12 unidades. 24 pzas por caja corrugada. 288 un. Por corrugada.			
72368-28	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1/2" X 3 yd		Plegadiza por 12 unidades. 36 pzas por caja corrugada. 432 un. Por corrugada.			
72368-29	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1"X 3yd		Plegadiza por 12 unidades. 24 pzas por caja corrugada. 288 un. Por corrugada.			
72368-00	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel ½ "X 5 yd		Plegadiza por 12 unidades. 6 plegadizas por caja corrugada. 72 un. Por corrugada.			
72368-01	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1"X 5 yd		Plegadiza por 6 unidades. 8 plegadizas por caja corrugada. 48 un. Por corrugada.			
72368-03	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel ½ " X 5 yd		Plegadiza microcanal por 12 tarjetas.			
72368-04	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1" X 5 yd		Plegadiza microcanal por 12 tarjetas.			
72368-05	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 2" X 5 yd		Plegadiza microcanal por 6 tarjetas.			
72368-30	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel ½ " X 10 yd		Plegadiza por 12 unidades. 6 plegadizas por caja corrugada. 72 un. por corrugada.			
72368-31	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1" X 10 yd		Plegadiza por 6 unidades. 8 plegadizas por caja corrugada. 48 un. por corrugada.			
72368-32	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel ½ " X 10 yd		Plegadiza microcanal por 12 tarjetas.			
72368-33	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1" X 10 yd		Plegadiza microcanal por 12 tarjetas.			
72368-34	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 2" X 10 yd		Plegadiza microcanal por 6 tarjetas.			
72368-07	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel ½ " X 10 yd		Tubo hospitalario por 24 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
72368-08	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 1" X 10 yd		Tubo hospitalario por 12 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
72368-09	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 2" X 10 yd		Tubo hospitalario por 6 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			
72368-10	Leukopor Cinta Microporosa C. Piel 3" X 10 yd		Tubo hospitalario por 4 rollos, dentro de caja corrugada x 12 tubos.			

Nombre genérico		Forma cosmética	Producto Importado			
CINTA ADHESIVA MICROPOROSA DE USO MEDICO		N/A	SI	X	NO	
3. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria						
Numero Registro Sanitario		Notificación Sanitaria	Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria			
INVIMA2015DM-0013663		N/A	22 Septiembre de 2025			
Modalidad de Registro Sanitario		Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria				
Fabricar y Vender		N/A	BSN MEDICAL LIMITADA Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80			
Importar y Vender		N/A				
Importar Semi-Elaborar y Vender		X				
Clasificación del Riesgo		I	Productor		Chensin Packing Industry co LTD, Taiwan	
¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?		No	Distribuidor		X	
4. Descripción						
Esparadrappo Microporoso para uso quirúrgico, permeable al aire. Usado como material auxiliar en procesos de curación y otros. Ideal para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes.						
5. Composición			Tipo / Grado		Nomenclatura	
Soporte adhesivo no tejido de rayón 100%. Color blanco ó piel con adhesivo a base de copolímero acrílico.			TECNICO		N/A	
6. Características del producto		Método de análisis		Tolerancia		
Poder adhesivo en acero(N/cm)		TPO 6305-001		>1,0		
Tensión de Desbobinado (N/cm)		TPO 6303-003		Max. 1,5		
Bioburden (UFC/g)		USP VIGENTE		Max. 100		
7. Recomendaciones de uso						
- Únicamente de uso externo - Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. - Permeable al aire y al agua - Indicado para un solo uso. Después de desprender el material de la piel, este pierde adhesividad y al tratar de adherirlo nuevamente, su desempeño no es el mismo y puede desprenderse. No se debe re-utilizar debido al riesgo de contaminación cruzada o re-contaminación. - El producto está fabricado con un soporte de tela no tejida que permite la transpiración de la piel. En usos prolongados o de alto estrés y sudoración por parte del paciente, puede perder adhesividad, hasta desprenderse de la piel. - Se recomienda cambiar el esparadrappo cada 6 horas. - Usado en pieles generalmente alérgicas a esparadrapos tradicionales. - Usado especialmente en bebés con piel frágil y ancianos con piel seca. - El adhesivo de este producto es fabricado a base de copolímero acrílico y release de silicona, por tanto los casos de alergia en la piel muy rara vez se presentan. - No se debe usar en personas con antecedentes alérgicos a sus componentes. Si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, discontinuar su uso.						
Este producto es no hipoalergénico						
BSN MEDICAL LTDA., garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.						
BSN MEDICAL LTDA., solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.						
8. Rotulado						
Se identifica con el nombre del producto, número de lote, registro sanitario y presentación. La corrugada se identifica con el nombre del producto, presentación, cantidad y nombre del fabricante.						
9. Condiciones de almacenamiento						
En lugar seco y fresco, protegidos de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 80% .						

10. Tiempo de vida					
36 meses a partir de la fecha de producción, almacenado bajo condiciones especificadas.					
11. Información complementaria para Registro Sanitario					
Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia			SI	X	NO
			N/A		
Autor del documento	Revisada por	Aprobada por	Fecha		
			Día	Mes	Año
María Fernanda Vargas Coordinador Gestión Calidad	María Camila Tofiño QF Producción Parches -Asuntos Regulatorios	Marlon Urrego Quality Manager / Dirección Técnica PC	22	06	2023

Control de cambios del documento

N° Versión	Fecha	Descripción del cambio	Modificado por
0	17-02-2016	Primera emisión del documento	Claudia Lucy Gonzalez
1	27-02-2019	Se actualiza formato y se adicionan nuevas referencias	María Fernanda Vargas
2	21-04-2020	Se adiciona semi-elaborador, se actualiza método de análisis de Bioburden y recomendaciones de uso	María Fernanda Vargas Diana Marcela Montes
3	24-09-2020	Se elimina la palabra "release de silicona" en composición.	Liseth Barbosa
4	22-06-2023	Se realiza revisión general de acuerdo a la frecuencia establecida en el "Po-0000 Norma fundamental para la elaboración de documentos". Se actualiza formato, se modifica la humedad en condiciones de almacenamiento.	Diana M. Rendón María Fernanda Vargas