

Ficha datos y seguridad del producto

LEUKOPLAST ESPARADRAPO **DE TELA**

No. de Ficha	FS - 001				
N° Revisión:	5				
Fecha de	Día	Mes	Año		
creación	26	07	10		

1. Nombre del producto	LEUKOPLAST ESPARADRAPO DE TELA		
2. Descripción del producto			
2.1 Descripción	Esparadrapo de tela, consiste en un soporte de algodón o viscosa, cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de Zinc		
2.2 Características	Excelente adhesividadAlta resistenciaAdaptable		
2.3 Intención de Uso	Usado como material auxiliar en proceso de curación y otros. Para dar soporte y fijación de apósitos y vendajes. Vendaje para deportistas y donde se requiera un soporte firme ideal para asegurar gasas, yesos y férulas.		
2.4 Instrucciones de uso	 Únicamente de uso externo. Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. No colocar directamente sobre heridas Hacer presión suave para adherir bien sobre la piel Presionar ligeramente con los dedos para adherir bien sobre la piel. Evitar desprender el esparadrapo y adherir nuevamente sobre la piel, esto reduce el desempeño del adhesivo y puede desprenderse de la piel. Posteriormente retirar el espadrapo cuidadosamente de la piel Utilizar la cantidad adecuada de esparadrapo para fijación de otros dispositivos médicos con la finalidad que se pueda solapar los extremos a la piel para una mejor adherencia 		
2.5 Clasificación de riesgo Código (GMDN)	Clase I GMDN 16866		
2.6 Duración de la aplicación / Periodo de uso	Un día o varios días, dependiendo de las condiciones o estado de la piel.		
2.7 Composición	Soporte: Tela de algodón 100% o tela viscosa 100%. Adhesivo: Caucho Natural, Poliisobutileno, Oxido de Zinc, Lanolina, Aceite Mineral, 2,2 Metilene-bis (6-tert-butyl-p-cresol), Propilendinitrilo-di-o-cresol, Acetato de Etilo, Resina Colofonia, Resinas Terpenofelonicas, Isopropanol, Disolvente Alifático (1A)		
2.8 Látex en el producto y material de empaque	Composición del producto: contiene Látex de caucho natural Material de empaque: No contiene Látex		
2.9 Ftalatos en el producto y material de empaque	No contiene ftalatos en el producto No contiene ftalatos en el empaque		



Ficha datos y seguridad del producto LEUKOPLAST ESPARADRAPO

DE TELA

No. de Ficha	FS - 001				
N° Revisión:	5				
Fecha de	Día	Mes	Año		
creación	26	07	10		

2.10 Controles

- Poder adhesivo en acero
- Tensión de desbobinado
- Bioburden

2.11 Gama de productos

Código del producto	Tamaño	Empaque	Embalaje
71123-00	1/2" x 1yd (Blanco)	24 unidades por caja	18 plegadizas por
	(=)	plegadiza	caja corrugada
71123-01	1" x 1yd (Blanco)	12 unidades por caja	24 plegadizas por
		plegadiza	caja corrugada
71124-00	1/2" x 5yd (Blanco)	12 unidades por caja	12 plegadizas por
	reja (z.aee)	plegadiza	caja corrugada
71124-02	1" x 5yd (Blanco)	6 unidades por caja	24 plegadizas por
	. A Gya (Biailios)	plegadiza	caja corrugada
71124-04	2" x 5yd (Blanco)	6 unidades por caja	24 plegadizas por
7112101	2 X Gyd (Blatice)	plegadiza	caja corrugada
71124-05	3" x 5yd (Blanco)	6 unidades por caja	24 plegadizas por
7112+00	o x oya (Biarice)	plegadiza	caja corrugada
71124-06	4" x 5yd (Blanco)	6 unidades por caja	12 plegadizas por
71124-00	4 X Syd (Blatico)	plegadiza	caja corrugada
			Plegadiza
72387-00	1/2" x 5yd (Blanco)	1 Tarjeta	microcanal por 12
			tarjetas
			Plegadiza
72387-01	1" x 5yd (Blanco)	1 Tarjeta	microcanal por 12
			tarjetas
76821-01	1" x 10yd, (Blanco)	Tubo hospitalario por 12	Caja corrugada por
70021-01	i x ioya, (Biarico)	rollos por tubo	24 tubos
70000 04	2" v 40vd C Dollog (Blonco)	Tubo hospitalario por 6 rollos	Caja corrugada por
76822-01	2" x 10yd, 6 Rollos (Blanco)	por tubo	24 tubos
74400.00	2" v 40vd 4 Dellee (Blance)	Tubo hospitalario por 4 rollos	Caja corrugada por
71120-00	3" x 10yd, 4 Rollos (Blanco)	por tubo	24 tubos
74400.04	All v. 40v.d. 2 Dellee (Blance)	Tubo hospitalario por 3 rollos	Caja corrugada por
71120-01	4" x 10yd, 3 Rollos (Blanco)	por tubo	24 tubos
74400.00	40 v 40 v d Comtide (Discos)	Tubo hospitalario por 5 rollos	Caja corrugada por
71122-00	12 x 10yd, Surtido (Blanco)	por tubo	24 tubos
04004.00	4.05 are v. 5 = (O. Diel)	12 unidades por caja	por caja corrugada
01621-00	1.25cm x 5m (C. Piel)	plegadiza	12 plegadizas
04000 00	0 Fare of Far (O. D. 1)	6 unidades por caja	por caja corrugada
01622-00	2.5cm x 5m (C. Piel)	plegadiza	24 plegadizas
04004.00	5	6 unidades por caja	por caja corrugada
01624-00	5cm x 5m (C. Piel)	plegadiza	24 plegadizas



Ficha datos y seguridad del producto EUKOPLAST ESPARADRAPO

LEUKOPLAST ESPARADRAPO DE TELA

No. de Ficha	FS - 001			
N° Revisión:	5			
Fecha de	Día	Mes	Año	
creación	26	07	10	

01625-00	7.5cm x 5n		6 unidades por caja plegadiza	por caja corrugada 24 plegadizas			
2.12 Condiciones de almacenaje		Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 85%.					
2.13 Vida útil / tie almacenam		3 años (36 meses) a partir de la fecha de producción, almacenado bajo las condiciones especificadas.					
2.14 Esterilizació	ón	No aplica					
3. Información de S	Seguridad						
3.1 Advertencias precauciones		El material está fabricado con un soporte de tela con hidro repelente, el cual impide que se humedezca. Sin embargo est mismo efecto, impide la normal transpiración de la piel y produc que este (Sudor) se acumule. En usos prolongados o de alt stress y sudoración por parte del paciente el esparadrapo pued paulatinamente perder adhesividad, hasta llegar a despegarse d la piel. Contiene Látex de caucho natural si se presenta alguna reacció desfavorable a este producto, descontinuar su uso. No usar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a lo componentes del producto. No utilizar en pacientes sensibles al látex o a productos qu contengan látex. Utilizar solo para el propósito indicado Por su alto poder adhesivo, se recomienda para uso en piele normales (no sensibles) UTILIZAR UNA SOLA VEZ					
3.2 Propiedades combustibles		Sólido combu					
3.3 Peligros méd	licos	Ningún pelig producto.	ro medico previsto durante ι	ın manejo normal del			
3.4 Contraindica	ciones	Intolerancia a	masas adhesivas de caucho n	atural.			
3.5 Peligro de inc acción de em		En caso de ir	cendio cualquier extintor puede	e ser usado.			
3.6 Precaución a	l transportar	No aplica					
3.7 Primeros aux	kilios	a. Inhalación : No aplicab. Contacto con la piel: No aplicac. Contacto con los ojos: No aplicad. Ingestión : No aplica					
3.8 Disposición		No debe ser arrojado a fuentes de agua. Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos. La disposición final debe ser acorde con las normas de medio ambiente y salud locales.					
4. Información gen	4. Información general						
4.1 Nombre, dire	cción y	BSN MEDICA	AL LIMITADA				



Ficha datos y seguridad del producto

LEUKOPLAST ESPARADRAPO **DE TELA**

No. de Ficha	FS - 001				
N° Revisión:	5				
Fecha de	Día	Mes	Año		
creación	26	07	10		

número telefónico del Fabricante legal.	Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80
4.2 Certificados de Gestión de Calidad	ISO 13485:2016

Autor	del doci	ımonto		Revisada	nor	Aprobada por		Fecha	a de Rev	isión	
Autor	uei uoci	inento		\evisaua	poi		Aprobada por			Mes	Año
	ernández ur Técnico y Regulatorio		Diana Marcela Montes Senior Regulatory Affairs Specialist		Ignacio Martínez Panesso Gerente Técnico, Asuntos Regulatorios y Producción Parche		12	07	2022		
	Fecha		Fecha		Fecha						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			

Control de cambios del documento

N° Versión	Fecha	Descripción del cambio	Modificado por
0	27-07-2010	se incluye en Oym	Diana Montes
1	03-08-2011	Incluir el revisado por, el rango de temperatura y humedad relativa.	Diana Montes
2	26-07-2013	Se actualiza formato y método de desecho.	Diana Montes
3	14-07-2016	Se hace revisión general de la ficha y se actualiza con nuevo registro	Claudia Lucy Gonzalez
4	22-07-2019	Se hace revisión general del documento. Se ajusta descripción del producto, se incluye nuevas instrucciones de uso, referencias ajustando el embalaje y el empaque del producto, advertencias, duración de la aplicación / periodo de uso y se actualiza la versión de las certificaciones ISO.	Leidy Torres
5	12-07-2022	Revisión general del documento, se elimina certificado ISO 9001:2015, se amplia instrucción de uso sobre cantidad de esparadrapo, cambio de cargo Diana Montes y cambio autor del documento	Leslie Fernández Diana Montes