

Ficha datos y seguridad del producto

GELOCAST® VENDA

No. de Ficha	FS – 145		
N° Revisión:	5		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	10	04	14

1. Nombre del		GELOCAST® VENDA - BOTA DE UNNA			
2. Descripción	2. Descripción del producto				
2.1 Descripe	ción L	Gelocast es una venda de color rosa, que consiste en un rollo de gasa de algodón impregnada con un gel de Óxido de Zinc, Calamina, Gelatina, entre otros componentes que proporcionan un medio para envolver una extremidad distal a proximal. La venda es empacada en una bolsa transparente que consiste en una mezcla de: polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con la adición Etilvinilacetato (EVA), la cual es sellada térmicamente y posteriormente es empacada en plegadiza por unidad y luego en caja corrugada.			
2.2 Caracter	nemerae	Bota de Unna (envoltura de oor el enrollamiento del vend	la pierna en forma de bota realizada aje impregnado).		
2.3 Intenció	n de OSO t	orceduras.	ras venosas, edema, salpullido y		
	iones de uso	 Con el pie a 90, enrollar la venda en forma de espiral con una tensión ligera partiendo de la base de los dedos hasta terminar 1-2 pulgadas debajo de la rodilla. (ver figura 1) Vendar la pierna con el 75% de capas sobrepuestas. Cubrir la pierna con al menos 2 capas mientras enrolla, moldea y estira la venda con las manos. (ver figura 2) Cubrir la Bota de Unna con gasa, vendaje adhesivo o tubular para mantener el vendaje limpio. (ver figura 3) 			
2.5 Clasifica Código	<u> </u>	Clase IIb GMDN No aplica			
			eriodo de 3 a 7 días y/o según criterio		
/ Period		nédico.	, 5		
2.7 Compos	sición (Soporte: Venda de gasa 100%. Componentes del Gel: Glicerina, Sorbitol, Gelatina, Silicato de Aluminio y Magnesio, Óxido de Zinc, Metilparabeno, Propilparabeno, Imidazolidinyl Urea, Calamina, Simeticona, Agua.			
		Composición del producto: No contiene Látex			
		Material de empaque: No contiene Látex y No contiene ftalatos en el producto			
		No contiene ftalatos en el empaque			
2.10 Contro	iles -	 Apariencia y Color Olor Contenido de Óxido de Zinc Controles microbiológicos 			
	de productos	T			
Código del producto	Tamaño	Empaque	Embalaje		
01052-01	3" X 10 yd	Plegadiza x 1 unidad	12 plegadizas por caja corrugada		



Ficha datos y seguridad del producto

GELOCAST® VENDA

No. de Ficha	FS - 145		
N° Revisión:	5		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	10	04	14

-	•					
01052-02	3" X 10 yd LATA	M	Plegadiza x 1 unidad	12 plegadizas por caja corrugada		
01053-01	4" X 10 yd		Plegadiza x 1 unidad 12 plegadizas por caja corrugad			
01053-02	4" X 10 yd LATAN		Plegadiza x 1 unidad	12 plegadizas por caja corrugada		
2.12 Condiciones de almacenaje Lugar seco y fresco, protegidos de la luz directa del sol. Almacenar a Temperatura menor de 30°C y evitar la con humedad relativa no mayor a 80%.		os de la luz directa del sol. enor de 30°C y evitar la congelación,				
	il / tiempo de namiento	2	2 años (24 meses)			
2.14 Esterili	zación	F	Producto no estéril.			
	de Seguridad					
3.1 Adverter precauci	ncias y iones de uso	 Recomendaciones: Evite el contacto con los ojos Producto no estéril Utilizar una sola vez Utilizar todo el contenido en una sola aplicación Precaución: Insuficiencia arterial. Si se desarrolla sensibilidad cutánea descontinuar el uso y consultar al médico. 				
3.2 Propiedad o combus	stibles	Semisólido combustible				
3.3 Peligros	medicae	No hay peligros conocidos significativos para salud, ya sea aguda o crónica la exposición a este producto.				
3.4 Contrain	dicaciones	Infección cutánea y ulceras arteriales. No utilizar con pacientes que padezcan sensibilidad conocida a los componentes del producto.				
	de incendio y le emergencia	En caso de incendio se puede usar cualquier extintor estándar.				
3.6 Precauci	ión al	ΕI	transporte de producto s	se realiza en contenedores con		
transpo	ortar	<u>tem</u>	peratura controlada a 25°C.			
3.7 Primeros	s auxilios	 a. Inhalación: No aplica b. Contacto con la piel: No aplica c. Contacto con los ojos: irrigar los ojos durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar al médico. d. Ingestión: para uso externo solamente, si ingiere acudir al médico. 				
3.8 Disposio	ción	La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua. Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos. La disposición final debe ser acorde con las normas de medio ambiente y salud locales.				
4. Información general						
4.1 Nombre, dirección y número telefónico del Fabricante legal. BSN MEDICAL LIMITADA Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80						
4.2 Certifica de Calida	dos de Gestión ad	s de Gestión ISO 13485: 2016 ISO 9001: 2015				



Ficha datos y seguridad del producto

GELOCAST® VENDA

No. de Ficha	FS – 145		
N° Revisión:	5		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	10	04	14

Autor del documento	Pavisada nor	Aprobada por	Fech	a de Revi	sión
Autor dei documento	Revisada por	Aprobada por	Día	Mes	Año
María Camila Tofiño QF Producción Parches - Asuntos Regulatorios	Tatiana Lozano Profesional Químico Farmacéutico	Marlon Urrego Quality Manager / Dirección Técnica PC	24	05	2023

Control de cambios del documento

N° Versión	Fecha	Descripción del cambio	Modificado por
0	21-04-2014	Se crea ficha.	Diana Montes
1	28-11-2014	Se separa recomendaciones y precauciones de uso para mayor claridad.	Diana Montes
2	15-07-2015	Se ajusta de acuerdo a la información incluida en el arte de la versión Latam.	Victoria Pedraza
3	03-02-2017	Se hace revisión general del documento actualizando el formato de seguridad y se incluyen imágenes para instrucciones de uso.	Diana Montes
4	18-05-2020	Se hace revisión general del documento de acuerdo a la frecuencia establecida según Po-0000 Norma "Fundamental para la Elaboración de Documentos". y se realizan los siguientes ajustes: • Se actualiza la versión de las ISO 13485 y 9001. • Se adiciona en la gama de productos embalaje (Caja corrugada).	Leidy Torres / Diana Montes
5	24-05-2023	Se hace revisión general del documento de acuerdo a la frecuencia establecida según Po-0000 Norma "Fundamental para la Elaboración de Documentos" Se actualiza formato y se cambia la humedad a 80%	Maria Camila Tofiño Marlon Urrego