

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-533	Grupo de Marca	12600
Descripción	CUTIMED SILTEC B		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2018DM-0018019		
País Fabricante	ALEMANIA		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL Y CÓDIGO DE BARRAS. SE DEBE ACONDICIONAR CADA UNIDAD Y SUB-EMPAQUE		
UNIDAD DE VENTA	SUB-EMPAQUE (PLEGADIZA)		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	N/A	SI	SI
Código de Barras	N/A	SI	SI
Condiciones de Acondicionamiento	TAPAR CÓDIGO DE BARRAS EAN 12 Y COLOCAR EL STICKER SOBRE LOS CÓDIGOS DE BARRAS		

Pre-vencimiento (Años)	1 ½
Vencimiento (Años)	3

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA
Se incluye fotos en ANEXO

Información del Sticker Técnico Legal
Cutimed® Siltec® B – Apósito absorbente Fabricado por: BSN Medical GmbH , Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo- Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2018DM-0018019 Composición: Película de poliuretano de color azul claro y elástico, espuma de poliuretano flexible de color blanco con bandas absorbentes. Laminación con adhesivo acrílico. Película de poliuretano con adhesivo de silicona perforada grado médico. Película de polietileno transparente y en relieve grado médico. Indicaciones y usos: Apósito estéril superabsorbente con borde adhesivo indicado para el tratamiento de heridas exudativas tales como: úlceras venosas y arteriales, úlceras por presión, gangrenas diabéticas, incisiones quirúrgicas, injertos cutáneos, zonas donantes, laceraciones y abrasiones. Recomendado para heridas con un nivel de exudación de bajo a alto. Puede ayudar a prevenir las úlceras por presión, también conocidas como Lesiones Por Presión "LPP" Precauciones y advertencias: No utilizar con soluciones oxidantes como el hipoclorito o el peróxido de hidrógeno. Sólo para uso externo. Contraindicaciones: No utilizar el producto en pacientes con sensibilidad conocida a uno de sus componentes. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA				Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos									
					Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Códigos de barras				Contenido Uds		
BNR	NART	Description			Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Individual	
73284-00	73284-00000-00	CMED SLC B STE 7.5X7.5CM 10 INT. (N. diseño)		N/A	394	298	201	138	74	165	115	35	2	1458	103	7	4042809553819	4042809578867	7707331800912	10	10	1 SOBRE	
73284-01	73284-00001-00	CMED SLC B STE 12.5X12.5CM 10 INT. (N. diseño)		N/A	405	389	250	188	74	209	168	35	2	2660	202	22	4042809553826	4042809553802	7707331800929	10	10	1 SOBRE	
73284-02	73284-00002-00	CMED SLC B STE 15X15CM 10 INT. (N. diseño)		N/A	499	389	255	235	74	255	216	35	2	3526	275	25	4042809553840	4042809553833	7707331800936	10	10	1 SOBRE	
73284-03	73284-00003-00	CMED SLC B STE 17.5X17.5CM 5 INT. (N. diseño)		N/A	413	360	308	240	49	261	223	10	2	2730	208	28	4042809553864	4042809553857	4042809553758	5	5	1 SOBRE	
73284-04	73284-00004-00	CMED SLC B STE 22.5X22.5CM 5 INT. (N. diseño)		N/A	461	393	333	295	49	326	275	10	2	4032	321	30	4042809553895	4042809553888	7707331803104	5	5	1 SOBRE	
73284-05	73284-00005-00	CMED SLC B STE 10X10CM 10 INT. (N. diseño)		N/A	405	389	244	188	74	209	168	35	2	2193	160	13	4042809553918	4042809553901	4042809553871	10	10	1SOBRE	
73284-06	73284-00006-00	CMED SLC B STE 10X22.5CM 10 INT. (N. diseño)		N/A	394	394	344	185	74	309	163	35	2	3454	271	15	4042809553932	4042809553925	4042809553949	10	10	1 SOBRE	
73284-14	73284-00014-00	CMED SLC B STE 7X10CM OVALE 10 INT. (N. diseño)		N/A	405	389	244	188	74	209	168	35	2	1912	132	10	4042809554106	4042809553956	7707331803111	10	10	1 SOBRE	

ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			Fecha			Revision No.
									Día	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ			LESLIE FERNANDEZ CABRERA			DIANA MARCELA MONTES			02	03	2023	12
ANALISTA DE LOGÍSTICA			AUXILIAR TECNICO ASUNTOS REGULATORIOS			SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST-DIRECCIÓN TÉCNICA DC						
Fecha			Fecha			Fecha						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año				

ANEXO No. 1/3

CMED SLC B STE 7.5X7.5CM 10 INT



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ANEXO No. 1/2

CMED SLC B STE 15X15CM 10 INT




ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

CMED SLC B STE 17.5X17.5CM 5 INT




ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm