

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-517	Grupo de Marca	12500
Descripción	APÓSITO DE ADHESIÓN BACTERIANA CON HIDROGEL CUTIMED® SORBACT GEL		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2019DM-0002250-R1		
País Fabricante	SUECIA		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	DESTAPAR PLEGADIZA PARTE INFERIOR, COLOCACION DE STICKER TECNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS, SELLAR CON SILICONA LAS SOLAPAS DE LA PLEGADIZA		
UNIDAD DE VENTA	INDIVIDUAL EN SOBRE		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	NA	SI	SI
Código de Barras	NA	NA	SI
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra información del empaque del producto.		

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-vencimiento (Años)	1½
Vencimiento (Años)	3


COMENTARIOS DE LOGÍSTICA	
Se incluye fotos en ANEXO	

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos								
BNR	NART	Descripción		Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Códigos de barras			Contenido Uds		
			Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Individual	
72611-00	72611-00000-01	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X7.5cm X 10 SOB	N/A	375	250	175	115	20	140	110	NA	135	4675	125	12	4042809110432	4042809110425	7707331800349	36 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-00	72611-00000-02	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X7.5cm X 10 SOB	N/A	375	250	175	115	20	140	110	NA	135	4675	125	12	4042809110432	4042809110425	7707331800349	36 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-00	72611-00000-03	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X7.5cm X 10 SOB	N/A	390	255	185	115	20	140	110	NA	135	3976	104	8	4042809110432	4042809110425	4042809403008	36 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-00	72611-00000-04	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X7.5cm X 10 SOB	N/A	390	255	185	115	20	140	110	NA	135	3976	104	8	4042809110432	4042809110425	4042809403008	36 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-01	72611-00001-01	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X15cm X 10 SOB	N/A	380	250	170	115	20	230	110	NA	225	4200	200	15	4042809258783	4042809110449	7707331800356	20 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-01	72611-00001-02	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X15cm X 10 SOB	N/A	380	250	170	115	20	230	110	NA	225	4200	200	15	4042809258783	4042809110449	7707331800356	20 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-01	72611-00001-03	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X15cm X 10 SOB	N/A	390	255	185	115	20	230	110	NA	225	3976	322	3,2	4042809258783	4042809110449	4042809518573	20 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE
72611-01	72611-00001-04	CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X15cm X 10 SOB	N/A	390	255	185	115	20	230	110	NA	225	3976	322	3,2	4042809258783	4042809110449	4042809518573	20 PZA	10 SOBRES	1 SOBRE


Información del Sticker Técnico Legal	
APÓSITO DE ADHESIÓN BACTERIANA CON HIDROGEL CUTIMED® SORBACT GEL	
Fabricante: Abigo medical AB, Suecia	
Para BSN medical GMBH, Alemania	
Importado y Distribuido por:	
BSN MEDICAL LIMITADA	
Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia	
Reg. San. INVIMA 2019DM-0002250-R1	
Composición: Tela de Acetato de color verde (Líquido de amonio) impregnada con un éster derivado de ácidos grasos (Cloruro de carbamoilo dialquil), hidrogel: Hidróxido de Sodio, carbomero 940, propilenglicol, agua.	
Instrucciones y Usos: Apósito estéril de adhesión bacteriana con hidrogel para cubrir todo tipo de heridas secas y con baja o moderada exudación, que estén contaminadas, colonizadas o infectadas, tales como heridas postoperatorias y dehiscencias de suturas quirúrgicas, heridas de origen traumático, heridas crónicas, como ulcera venosa, arterial y diabética o úlceras por presión, heridas posteriores a una escisión de fístulas y abscesos.	
Precauciones y Advertencias: No se debe emplear junto con pomadas o cremas, ya que estos productos entorpecen la fijación de los microorganismos al apósito. En caso de hiperestesia conocida frente al propilenglicol deberá prescindirse su uso.	
Condiciones de almacenamiento: consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.	
Método de desecho: El apósito de adhesión bacteriana no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.	
UTILIZAR UNA SOLA VEZ	

AUTOR DEL DOCUMENTO			REVISADO POR			APROBADO POR			Fecha			Revision No.
									Dia	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ			DIANA MARCELA MONTES			IGNACIO MARTINEZ			21	07	2021	14
ANALISTA DE LOGÍSTICA			SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST			GERENTE TECNICO, ASUNTOS REGULATORIOS Y PRODUCCIÓN PARCHE						
Fecha			Fecha			Fecha						
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año				

CUTIMED SORBACT GEL STE 7.5X7.5cm X 10 SOB




ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



MEDIDAS DEL STICKER: 10cm x 3cm

ACONDICIONAMIENTO UNIDAD



MEDIDAS DEL STICKER: 5cm x 4cm