

| INFORMACION GENERAL                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| No. de Ficha                            | FA-602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grupo de Marca | 20400  |
| Descripción                             | CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| Registro Sanitario o                    | INVIMA 2015DM-0012657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| País Fabricante                         | USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| Acondicionamiento o Reproceso requerido | COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL, SE DEBE DE ACONDICIONAR LA UNIDAD INDIVIDUAL. (BOLSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| UNIDAD DE VENTA                         | INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| Se Debe Acondicionar                    | CAJA CORRUGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUBEMPAQUE     | UNIDAD |
| Sticker Técnico Legal                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A            | SI     |
| CODIGO DE BARRAS                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A            | SI     |
| Condiciones de Acondicionamiento        | <p>El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra información del empaque del producto. Para evitar rasgaduras en el empaque se recomienda:</p> <p>Estirar el empaque con el mayor cuidado y lo mínimo posible.</p> <p>Al fijar la etiqueta, presionarla contra el producto lo mínimo posible.</p> <p>No sacar el aire del producto para ingresarlo a la plegadiza.</p> <p>No forzar el subempaque al ingresarlo a la plegadiza.</p> |                |        |

| VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Pre-vencimiento (Años)                        | 1½ |
| Vencimiento (Años)                            | 3  |

| COMENTARIOS DE LOGÍSTICA  |
|---------------------------|
| Ninguno.                  |
| Se incluye fotos en ANEXO |

| Información del Sticker Técnico Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| para BSN Medical GmbH, Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Importado y distribuido por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BSN MEDICAL LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. |
| Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                |




| INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA |                |                                          | Tipo          | Dimensiones (milímetros) |       |      |            |       |      |        |       |      | Pesos (Gramos) |          |        | Datos Logísticos |            |               | Contenido Uds |        |           |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|------|------------|-------|------|--------|-------|------|----------------|----------|--------|------------------|------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| BNR                                      | Nart           | Descripción                              |               | Caja Corrugada           |       |      | Subempaque |       |      | Unidad |       |      | Caja           | Subempaq | Unidad | Caja             | Subempaque | Unidad        | Caja          | Subemp | Individuo |
|                                          |                |                                          |               | Largo                    | Ancho | Alto | Largo      | Ancho | Alto | Largo  | Ancho | Alto |                |          |        |                  |            |               |               |        |           |
| 72100-17                                 | 72100-00017-00 | COP LAFR 7.5CMX2M(4.5M) FLES 24 INT.     | VENDA         | 370                      | 207   | 140  | N/A        | N/A   | N/A  | 370    | 207   | 140  | 1100           | N/A      | 1100   | 4042809049176    | N/A        | 4042809049176 | 1             | N/A    | 24        |
| 72100-17                                 | 72100-00017-01 | COP LAFR 7.5CMX2M(4.5M) FLES 24 INT.     | VENDA         | 370                      | 207   | 140  | N/A        | N/A   | N/A  | 370    | 207   | 140  | 1100           | N/A      | 1100   | 4042809049176    | N/A        | 4042809505375 | 1             | N/A    | 24        |
| 72100-18                                 | 72100-00018-00 | COP LAFR 10CMX2M(4.5M) FLES 18 INT.      | VENDA         | 370                      | 140   | 210  | N/A        | N/A   | N/A  | 370    | 140   | 210  | 1232           | N/A      | 1232   | 4042809049206    | N/A        | 4042809049206 | 1             | N/A    | 18        |
| 72100-18                                 | 72100-00018-01 | COP LAFR 10CMX2M(4.5M) FLES 18 INT.      | VENDA         | 370                      | 140   | 210  | N/A        | N/A   | N/A  | 370    | 140   | 210  | 1232           | N/A      | 1232   | 4042809049206    | N/A        | 4042809505382 | 1             | N/A    | 18        |
| 72100-20                                 | 72100-00020-00 | COP LAFR COLPK 7.5CMX2M(4.5M) ASS MULTI  | ROLLO ROSADO  | 365                      | 206   | 138  | N/A        | N/A   | N/A  | 80     | 62    | 62   | 1320           | N/A      | 55     | 4042809049268    | N/A        | 7707331802183 | 1             | 24     | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO AZUL    |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802190 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO CELESTE |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802206 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO VERDE   |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802213 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO ROJO    |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802220 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO PURPURA |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802237 |               |        | 4         |
| 72100-20                                 | 72100-00020-01 | COP LAFR COLPK 7.5CMX2M(4.5M) ASS MULTI  | ROLLO ROSADO  | 365                      | 206   | 138  | N/A        | N/A   | N/A  | 80     | 62    | 62   | 1320           | N/A      | 55     | 4042809049268    | N/A        | 7707331802183 | 1             | 24     | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO AZUL    |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802190 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO CELESTE |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802206 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO VERDE   |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802213 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO ROJO    |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802220 |               |        | 4         |
|                                          |                |                                          | ROLLO PURPURA |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802237 |               |        | 4         |
| 72100-21                                 | 72100-00021-00 | COP LAFR COLPK 10CMX2M(4.5M) ASS MULTI 1 | ROLLO ROSADO  | 365                      | 206   | 138  | N/A        | N/A   | N/A  | 105    | 62    | 62   | 1116           | N/A      | 62     | 4042809049299    | N/A        | 7707331802244 | 1             | 18     | 3         |
|                                          |                |                                          | ROLLO AZUL    |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802251 |               |        | 3         |
|                                          |                |                                          | ROLLO CELESTE |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802268 |               |        | 3         |
|                                          |                |                                          | ROLLO VERDE   |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802275 |               |        | 3         |
|                                          |                |                                          | ROLLO ROJO    |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802282 |               |        | 3         |
|                                          |                |                                          | ROLLO PURPURA |                          |       |      |            |       |      |        |       |      |                |          |        |                  |            | 7707331802299 |               |        | 3         |

|          |                |                                          |               |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |    |               |     |               |    |     |   |
|----------|----------------|------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|----|---------------|-----|---------------|----|-----|---|
| 72100-21 | 72100-00021-01 | COP LAFR COLPK 10CMX2M(4.5M) ASS MULTI 1 | ROLLO ROSADO  | 365 | 206 | 138 | N/A | N/A | N/A | 105 | 62 | 62  | 1116 | N/A | 62 | 4042809049299 | N/A | 7707331802244 | 1  | 18  | 3 |
|          |                |                                          | ROLLO AZUL    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |    |               |     | 7707331802251 |    |     | 3 |
|          |                |                                          | ROLLO CELESTE |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |    |               |     | 7707331802268 |    |     | 3 |
|          |                |                                          | ROLLO VERDE   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |    |               |     | 7707331802275 |    |     | 3 |
|          |                |                                          | ROLLO ROJO    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |    |               |     | 7707331802282 |    |     | 3 |
|          |                |                                          | ROLLO PURPURA |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |     |    |               |     | 7707331802299 |    |     | 3 |
| 72100-34 | 72100-00034-00 | COP LAFR 7.5CMX2M(4.5M) R 1 INT.         | VENDA         | 360 | 205 | 130 | N/A | N/A | N/A | 50  | 50 | 120 | 600  | N/A | 25 | 4042809143737 | N/A | 4042809143720 | 24 | N/A | 1 |
| 72100-34 | 72100-00034-01 | COP LAFR 7.5CMX2M(4.5M) R 1 INT.         | VENDA         | 360 | 205 | 130 | N/A | N/A | N/A | 50  | 50 | 120 | 600  | N/A | 25 | 4042809143737 | N/A | 4042809143720 | 24 | N/A | 1 |
| 72100-35 | 72100-00035-00 | COP LAFR 10CMX2M(4.5M) R 1 INT.          | VENDA         | 360 | 205 | 130 | N/A | N/A | N/A | 55  | 55 | 120 | 1008 | N/A | 56 | 4042809143751 | N/A | 4042809143744 | 18 | N/A | 1 |
| 72100-35 | 72100-00035-01 | COP LAFR 10CMX2M(4.5M) R 1 INT.          | VENDA         | 360 | 205 | 130 | N/A | N/A | N/A | 55  | 55 | 120 | 1008 | N/A | 56 | 4042809143751 | N/A | 4042809143744 | 18 | N/A | 1 |




| ELABORADO POR         |     |     | REVISADO POR                         |     |     | APROBADO POR                                              |     |     | Fecha |     |      | Revision No. |
|-----------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|------|--------------|
|                       |     |     |                                      |     |     |                                                           |     |     | Dia   | Mes | Año  |              |
| GIANNINI STEFAN LOPEZ |     |     | DIANA MARCELA MONTES                 |     |     | IGNACIO MARTINEZ                                          |     |     | 14    | 09  | 2022 | 4            |
| ANALISTA DE LOGISTICA |     |     | SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST |     |     | GERENTE TECNICO, ASUNTOS REGULATORIOS Y PRODUCCIÓN PARCHE |     |     |       |     |      |              |
| Fecha                 |     |     | Fecha                                |     |     | Fecha                                                     |     |     |       |     |      |              |
| Dia                   | Mes | Año | Dia                                  | Mes | Año | Dia                                                       | Mes | Año |       |     |      |              |
|                       |     |     |                                      |     |     |                                                           |     |     |       |     |      |              |

ANEXO No. 1/9

CO PLUS LATEX FREE 7.5CM X 2M NART:72100-00020-01




CO PLUS LATEX FREE 10CM X 2M NART:72100-00021-01



# ANEXO No. 2/9

## ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE (BOLSA) ROLLO ROSADO 72100-00020-01



### CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802183

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

## ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE (BOLSA) ROLLO AZUL 72100-00020-01



### CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802190

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

# ANEXO No. 3/9

## ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO CELESTE 72100-00020-01



### CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA  
para BSN Medical GmbH, Alemania  
Importado y distribuido por:  
BSN MEDICAL LIMITADA  
Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia  
Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657



7 707331 802206

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de latex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Metodo de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

## ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO VERDE 72100-00020-01



### CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA  
para BSN Medical GmbH, Alemania  
Importado y distribuido por:  
BSN MEDICAL LIMITADA  
Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia  
Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657



7 707331 802213

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de latex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Metodo de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

ANEXO No. 4/9

ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO ROJO 72100-00020-01



CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802220

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO PURPURA 72100-00020-01



CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802237

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

## ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO ROSADO 72100-00021-01



## CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania


Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802244

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

## ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO AZUL 72100-00021-01



## CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802251

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

ANEXO No. 6/9

ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO CELESTE 72100-00021-01



CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657



7 707331 802268

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO VERDE 72100-00021-01



CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657



7 707331 802275

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

ANEXO No. 7/9

ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO ROJO 72100-00021-01



CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802282

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)

ACONDICIONAMIENTO CO PLUS LATEX FREE INDIVIDUAL (BOLSA) ROLLO PURPURA 72100-00021-01



CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE

Fabricado por: Andover Healthcare Inc, USA

para BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0012657

Composición: Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano. Indicaciones y usos: Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas. Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Conservarse en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.



7 707331 802299

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

NOTA: Tenga en cuenta que el código de barras de cada unidad cambia dependiendo del color del rollo. (Ver cuadro de información logística)