

Ficha de Acondicionamiento y Logística de Producto

	INFORMACION GENERAL										
No. de Ficha	FA-145	Grupo de Marca									
Descripcion	GELOCAST® VENDA - BOTA DE UNNA										
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria											
País Fabricante	olombia										
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL, SE DEBE DE ACONDICIONAR LA UNIDAD INDIVIDUAL. (PLEGADIZA) y CORRUGADO EXTERNO.										
UNIDAD DE VENTA	INDIVIDUAL	NDIVIDUAL									
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD								
Sticker Tecnico Legal	N/A	N/A	SI								
CODIGO DE BARRAS	N/A	N/A	N/A								
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado e	n un lugar donde no cubra informacion del empaqu	ue del producto.								

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION									
Pre-vencimiento (Años)	1 1/2								
Vencimiento (Años)	2								

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA								
Ninguno								
Se incluye fotos en ANEXO								

 		1		/ I .:	. 00		- /.		1	
		Into	rmacı	on ae	Stic	ĸer	rec	nico L	egai	

GELOCAST® VENDA - BOTA DE UNNA

Fabricado por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2014DM-0011894

Composición: Soporte: Venda de gasa 100%, Glicerina, Sorbitol, Gelatina, Silicato de Aluminio y Magnesio, Oxido de Zinc, Metilparabeno, Propilparabeno, Imidazolidinyl Urea, Calamina, Simeticona, Agua

Indicación de uso: Venda indicada para úlceras venosas, edema, salpullido y torceduras.

Precauciones y advertencias: Insuficiencia arterial. Si se desarrolla sensibilidad cutánea descontinúe el uso y consulte al médico.

Contraindicaciones: Infección cutánea

Instrucciones de uso: Ver pictogramas con su descripción en español impresos en la plegadiza. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura menor de 30°C y evitar la congelación.

Método de desecho: La venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

UTILIZAR UNA SOLA VEZ

Utilizar todo el contenido en una sola aplicación

I	INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA				Dimensiones (milimetros)								Datos Logisticos									
ı			SIL EGGIOTION DEE GROT G DE INARGA	Caja Corrugada Subempaque Unidad Pesos (Gramos) Codigos de barra					Contenido Uds													
ſ	BNR	Nart	Descripcion	Tipo	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	ubempaqu	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempa	ndividua
	01053-01	01053-00001-01	GELOCAST 4X10YDS	BOTA DE UNNA	263	205	130	NA	NA	NA	63	63	120	3786	N/A	315	60035664010531	NA	035664010539	12	NA	1

AUTOR DEL DOCUMENTO	REVISADO POR	APROBADO POR		Fecha		
				I ecna		Revision No.
			Dia	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ	LESLIE FERNANDEZ CABRERA	DIANA MARCELA MONTES				
ANALISTA DE LOGISTICA	AUXILIAR TECNICO Y ASUNTOS REGULATORIOS	SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST - DIRECCION TECNICA DC	25	09	2023	1

Gelocast® 4inx10vd Ingredients: Calamine, Glycerin, Zinc Oxide, Gelatin, Imidazolidinyl Urea, Magnesium Aluminum Stilcate, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Simethicone, Sorbitol, Water. 92623009 LEN 2021-05-25 (EOB # BSN medical, Inc. 100 Beiersdorf Drive therford College, NC 28671 - USA **BSN** medical GmbH Quickbornstrasse 24,

Sticker tecnico legal (5x4 cms)

