

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA- 615	Grupo de Marca	12500
Descripción	CUTIMED® SORBION® SORBACT® - APÓSITO SUPERABSORBENTE DE ADHESIÓN BACTERIANA		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2020DM-0021644		
País Fabricante	Irlanda		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACION DE STICKER TECNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS		
UNIDAD DE VENTA	CAJA POR 10 APÓSITOS		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	N/A	SI	SI
Codigo de Barras	N/A	SI	SI
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra informacion del empaque del producto.		


VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-venimiento (Años)	3
Vencimiento (Años)	5

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA	
Ninguno.	
Se incluye fotos en ANEXO	

Información del Sticker Técnico Legal
CUTIMED® SORBION® SORBACT® - APÓSITO SUPERABSORBENTE DE ADHESIÓN BACTERIANA Fabricado por: Avery Dennison Medical Limited, Irlanda para BSN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2020DM-0021644 Composición: Apósito compuesto por las siguientes capas: No tejido de Polietileno aglomerado hidrofóbico, adhesivo de caucho sintético, material del núcleo: híbrido no tejido con partículas superabsorbentes a base de poliacrilato, no tejido polipropileno, adhesivo hot melt, capa de contacto: tela tejida de Acetato color verde impregnada con un ester derivado de ácido graso DACC (Cloruro de Dialquilcarbamoilo) Indicaciones y usos: Apósito estéril superabsorbente indicado para el tratamiento de heridas limpias, colonizadas, contaminadas o infectadas con niveles altos o excesivo de exudado, como heridas quirúrgicas, heridas traumáticas, úlceras por presión, úlceras diabéticas y úlceras en pies y piernas. Precauciones y advertencias: No usar en hemorragias arteriales. No usar en combinación con productos grasos como pomadas, cremas y soluciones, porque reducen la adhesión de los microorganismos. No recortar el apósito. No usar si la bolsa está dañada. Condiciones de almacenamiento: consérvase en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C. Método de desecho: el apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos. Para mayor información consultar el inserto UTILIZAR UNA SOLA VEZ
 CODIGO DE BARRAS

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos								
BNR	NART	Descripción		Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Códigos de barras			Contenido Uds		
				Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempa- que	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Individual
72698-00	72698-00000-03	CMED SORN SOR STE 10X10CM 10 INT.	APOSITO	485	285	190	172	45	207	N/A	N/A	N/A	1300	191	19	4042809506990	4042809506976	4042809654127	720	10	1
72698-00	72698-00000-04	CMED SORN SOR STE 10X10CM 10 INT.	APOSITO	485	285	190	172	45	207	N/A	N/A	N/A	1300	191	19	4042809506990	4042809506976	4042809654127	720	10	1
72698-01	72698-00001-03	CMED SORN SOR STE 10X20CM 10 INT.	APOSITO	320	285	190	172	45	311	N/A	N/A	N/A	1920	160	19	4042809507010	4042809507003	4042809654134	60	10	1
72698-01	72698-00001-04	CMED SORN SOR STE 10X20CM 10 INT.	APOSITO	320	285	190	172	45	311	N/A	N/A	N/A	1920	160	19	4042809507010	4042809507003	4042809654134	60	10	1
72698-02	72698-00002-03	CMED SORN SOR STE 20X20CM 10 INT.	APOSITO	320	285	190	276	45	311	N/A	N/A	N/A	2160	360	36	4042809507034	4042809507027	4042809654141	40	10	1
72698-02	72698-00002-04	CMED SORN SOR STE 20X20CM 10 INT.	APOSITO	320	285	190	276	45	311	N/A	N/A	N/A	2160	360	36	4042809507034	4042809507027	4042809654141	40	10	1
72698-03	72698-00003-03	CMED SORN SOR STE 20X30CM 10 INT.	APOSITO	425	285	190	276	45	411	N/A	N/A	N/A	3000	750	75	4042809507058	4042809507041	4042809654158	40	10	1
72698-03	72698-00003-04	CMED SORN SOR STE 20X30CM 10 INT.	APOSITO	425	285	190	276	45	411	N/A	N/A	N/A	3000	750	75	4042809507058	4042809507041	4042809654158	40	10	1

AUTOR DEL DOCUMENTO	REVISADO POR	APROBADO POR	Fecha			Revision No.
			Día	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ	LESLIE FERNANDEZ CABRERA	DIANA MARCELA MONTES	13	06	2023	1
ANALISTA DE LOGÍSTICA	AUXILIAR TECNICO ASUNTOS REGULATORIOS	SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST / DIRECCIÓN TÉCNICA DC				



CMED SORN SOR STE 10X10CM 10 INT.



ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



MEDIDA DEL STICKER 8X4CM