

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-610	Grupo de Marca	12100
Descripción	LEUKOMED® SORBACT® – APÓSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO		
Registro Sanitario o	INVIMA 2018DM-0018523		
País Fabricante	ITALIA		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS, SE DEBE ACONDICIONAR EL SUBEMPAQUE/ PLEGADIZA Y CADA UNIDAD INDIVIDUAL, Y EMPACAR EN LA CORRUGADA.		
UNIDAD DE VENTA	INDIVIDUAL		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	N/A	SI	SI
CODIGO DE BARRAS	N/A	N/A	SI
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra informacion del empaque del producto.		

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-venimiento (Años)	3
Vencimiento (Años)	5

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA	
Se incluye fotos en ANEXO	

Informacion del Sticker Tecnico Legal
Leukomed® Sorbact® – Apósito transparente antimicrobiano Fabricado por: Plastod S.p.A, Italia para BSN Medical GmbH , Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo- Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2018DM-0018523 Composición: Película transparente de poliéster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color azul, película de poliuretano, adhesivo de polímero acrílico, apósito blanco de viscosa/polipropileno y poliéster no tejido, adhesivo de caucho termoplástico, malla de acetato color verde (Sorbact®) impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), papel monosiliconado como protector del adhesivo. Indicaciones y usos: Leukomed® Sorbact® puede ser usado en cualquier tipo de heridas post-quirúrgicas y traumáticas con niveles de exudado de leve a moderado como: incisiones quirúrgicas, laceraciones, cortes y abrasiones, heridas dehiscentes, quemaduras menores. Precauciones y advertencias: No utilizar en combinación con pomadas, cremas o soluciones hidrofóbicas (p.ej.: productos para la limpieza de heridas) ya que disminuyen la captación de microorganismos hidrofóbicos. Este producto no está diseñado para ser cortado. Solo para uso externo. Contraindicaciones: No utilizar el producto en pacientes con sensibilidad conocida a uno de sus componentes. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25°C. Método de desecho: El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)												Datos Logísticos						
BNR	Nart	Descripción		Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Códigos de barras			Contenido Uds			
				Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempa	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subemp	Individuo	
76199-00	76199-00000-02	LEUKOMED SORBACT STERILE 5X7.2CM	N/A	345	305	295	84	50	120	80	45	2	4500	65	3,25	4042809448290	4042809448283	4042809654219	1.120	20	1	
76199-00	76199-00000-03	LEUKOMED SORBACT STERILE 5X7.2CM	N/A	345	305	295	84	50	120	80	45	2	4500	65	3,25	4042809448290	4042809448283	4042809654219	1.120	20	1	
76199-01	76199-00001-02	LEUKOMED SORBACT STERILE 8X10CM	N/A	395	345	170	144	50	160	140	45	2	2100	155	51.66	4042809448313	4042809448306	4042809654226	240	20	1	
76199-01	76199-00001-03	LEUKOMED SORBACT STERILE 8X10CM	N/A	395	345	170	144	50	160	140	45	2	2100	155	51.66	4042809448313	4042809448306	4042809654226	240	20	1	
76199-02	76199-00002-02	LEUKOMED SORBACT STERILE 8X15CM	N/A	395	345	170	144	50	160	140	45	2	2000	250	12.5	4042809448337	4042809654233	4042809448320	160	20	1	
76199-02	76199-00002-03	LEUKOMED SORBACT STERILE 8X15CM	N/A	395	345	170	144	50	160	140	45	2	2000	250	12.5	4042809448337	4042809654233	4042809448320	160	20	1	
76199-03	76199-00003-02	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X20CM	N/A	345	305	295	144	50	180	140	45	2	4000	333	16.65	4042809448351	4042809448344	4042809654240	240	20	1	
76199-03	76199-00003-03	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X20CM	N/A	345	305	295	144	50	180	140	45	2	4000	333	16.65	4042809448351	4042809448344	4042809654240	240	20	1	
76199-04	76199-00004-02	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X25CM	N/A	345	305	295	144	50	330	140	45	2	4100	410	20.5	4042809448375	4042809448368	4042809654257	200	20	1	
76199-04	76199-00004-03	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X25CM	N/A	345	305	295	144	50	330	140	45	2	4100	410	20.5	4042809448375	4042809448368	4042809654257	200	20	1	
76199-05	76199-00005-02	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X30CM	N/A	425	380	160	144	50	380	140	45	2	3900	483	24.15	4042809448399	4042809448382	4042809654264	160	20	1	
76199-05	76199-00005-03	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X30CM	N/A	425	380	160	144	50	380	140	45	2	3900	483	24.15	4042809448399	4042809448382	4042809654264	160	20	1	
76199-00	76199-00000-00	LEUKOMED SORBACT STERILE 5X7.2CM	N/A	345	305	295	84	50	120	80	45	2	4500	65	3,25	4042809448290	4042809448283	4042809654219	1.220	20	1	
76199-01	76199-00001-00	LEUKOMED SORBACT STERILE 8X10CM	N/A	395	345	170	144	50	160	140	45	2	2100	155	51.66	4042809448313	4042809448306	4042809654226	240	20	1	
76199-02	76199-00002-00	LEUKOMED SORBACT STERILE 8X15CM	N/A	395	345	170	144	50	160	140	45	2	2000	250	12.5	4042809448337	4042809654233	4042809448320	160	20	1	
76199-03	76199-00003-00	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X20CM	N/A	345	305	295	144	50	180	140	45	2	4000	333	16.65	4042809448351	4042809448344	4042809654240	240	20	1	
76199-04	76199-00004-00	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X25CM	N/A	345	305	295	144	50	330	140	45	2	4100	410	20.5	4042809448375	4042809448368	4042809654257	200	20	1	
76199-05	76199-00005-00	LEUKOMED SORBACT STERILE 10X30CM	N/A	425	380	160	144	50	380	140	45	2	3900	483	24.15	4042809448399	4042809448382	4042809654264	160	20	1	


AUTOR DEL DOCUMENTO			REVISADO POR			APROBADO POR			Fecha			Revision No.
STEFAN LOPEZ			DIANA MARCELA MONTES			IGNACIO MARTINEZ						
									DíaMesAño			
ANALISTA DE LOGÍSTICA			SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST			GERENTE TECNICO, ASUNTOS REGULATORIOS Y PRODUCCIÓN PARCHE			08	09	2022	3
Fecha			Fecha			Fecha						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año				


ANEXO No. 1

76199-00005-03: LM SOR STE 10 x 30 CM TR 20 INT (Sticker 8 cm X 4 cm)




76199-00004-03: LM SOR STE 10 x 25 CM TR 20 INT (sticker 8 cm X 4 cm)





PARTE INFERIOR





PARTE INFERIOR



76199-00000-03 LEUKOMED SORBACT STERILE 5X7.2CM (sticker 5 cm X 4 cm)



PARTE INFERIOR

