

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-505	Grupo de Marca	12500
Descripción	CUTIMED® SORBACT DRESSING PAD - APÓSITO ABSORBENTE ESTÉRIL		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2014DM-0002765-R1		
País Fabricante	Suecia		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TECNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS		
UNIDAD DE VENTA	SUB-EMPAQUE (PLEGADIZA)		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	NA	SI	SI
Código de Barras	NA	NA	SI
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra informacion del empaque del producto		

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-vencimiento (Años)	3
Vencimiento (Años)	5


COMENTARIOS DE LOGÍSTICA
N/A
Se incluye fotos en ANEXO

Información del Sticker Técnico Legal
CUTIMED® SORBACT DRESSING PAD - APÓSITO ABSORBENTE ESTÉRIL Fabricado por: Abigo Medical AB, Suecia para BSN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2014DM-0002765-R1 Composición: Tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), gasa de algodón, tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida de viscosa – poliéster, papel blanco impregnado con un éster ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida hecha de celulosa, rayón, poliéster unidos por vinil acetato. Indicaciones y usos: Apósito estéril indicado para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras por decúbito, heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos, dehiscencias de herida postoperatorias y heridas traumáticas. Precauciones y advertencias: No utilizar en combinación con ungüentos o cremas, ya que puede interferir con la eficacia aglutinadora bacteriana del apósito. Contraindicaciones: No aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ Para mayor información, ver el inserto.

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos								
				Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Codigos de barras			Contenido Uds		
BNR	NART	Descripcion		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempa que	Unida d	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Individual
72162-00	72162-00000-04	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX10CM	N/A	380	250	170	240	185	150	175	5	135	1400	252	12	4042809104530	4042809104523	7707331800240	80	40	10cmX10cm
72162-00	72162-00000-05	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX10CM	N/A	380	250	170	240	185	150	175	5	135	1400	252	12	4042809104530	4042809104523	7707331800240	80	40	10cmX10cm
72162-00	72162-00000-06	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX10CM	N/A	380	250	170	240	185	150	175	5	135	1400	252	12	4042809104530	4042809104523	7707331800240	80	40	10cmX10cm
72162-00	72162-00000-07	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX10CM	N/A	380	250	170	240	185	150	175	5	135	1400	252	12	4042809104530	4042809104523	7707331800240	80	40	10cmX10cm
72163-00	72163-00000-04	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM	N/A	380	250	170	240	185	150	185	5	135	1200	500	20	4042809104561	4042809104554	7707331800257	40	20	10cmX20cm
72163-00	72163-00000-05	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM	N/A	380	250	170	240	185	150	185	5	135	1200	500	20	4042809104561	4042809104554	7707331800257	40	20	10cmX20cm
72163-00	72163-00000-06	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM	N/A	380	250	170	240	185	150	185	5	135	1200	500	20	4042809104561	4042809104554	7707331800257	40	20	10cmX20cm
72163-00	72163-00000-07	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM	N/A	380	250	170	240	185	150	185	5	135	1200	500	20	4042809104561	4042809104554	7707331800257	40	20	10cmX20cm

AUTOR DEL DOCUMENTO	REVISADO POR	APROBADO POR	Fecha			Revision No.
		P.A	Día	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ	LESLIE FERNANDEZ CABRERA	DIANA MARCELA MONTES	12	10	2023	12
ANALISTA DE LOGISTICA	AUXILIAR TECNICO Y ASUNTOS REGULATORIOS	SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST - DIRECCION TECNICA DC				


CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX10CM



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA/SUBEMPAQUE



ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD




CUTIMED® SORBACT DRESSING PAD - APOSITO ABSORBENTE ESTÉRIL
 Fabricado por: Abigo Medical AB, Suecia para BSN Medical GmbH, Alemania
 Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia
 Reg. San. INVIMA 2014DM-0002765-R1
 Composición: Tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), gasa de algodón, tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida de viscosa - poliéster, papel blanco impregnado con un éster ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida hecha de celulosa, rayón, poliéster unidos por vinil acetato.
 Indicaciones y usos: Aposito estéril indicado para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras por decubito, heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos, dehiscencias de herida postoperatorias y heridas traumáticas. Precauciones y advertencias: No utilizar en combinación con ungüentos o cremas, ya que puede interferir con la eficacia aglutinadora bacteriana del aposito. Contraindicaciones: No aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: El aposito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.
 UTILIZAR UNA SOLA VEZ
 Para mayor información, ver el inserto.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

CUTIMED® SORBACT DRESSING PAD - APOSITO ABSORBENTE ESTÉRIL
 Fabricado por: Abigo Medical AB, Suecia para BSN Medical GmbH, Alemania
 Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia
 Reg. San. INVIMA 2014DM-0002765-R1
 Composición: Tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), gasa de algodón, tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida de viscosa - poliéster, papel blanco impregnado con un éster ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida hecha de celulosa, rayón, poliéster unidos por vinil acetato.
 Indicaciones y usos: Aposito estéril indicado para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras por decubito, heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos, dehiscencias de herida postoperatorias y heridas traumáticas. Precauciones y advertencias: No utilizar en combinación con ungüentos o cremas, ya que puede interferir con la eficacia aglutinadora bacteriana del aposito. Contraindicaciones: No aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: El aposito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.
 UTILIZAR UNA SOLA VEZ
 Para mayor información, ver el inserto.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA/SUBEMPAQUE



CUTIMED® SORBACT DRESSING PAD - APÓSITO ABSORBENTE ESTÉRIL
 Fabricado por: Abigo Medical AB, Suecia para BSN Medical GmbH, Alemania
 Importado y distribuido por: BSN MEDICAL, LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia
 Reg. San. INVIMA 2014DM-0002765-R1
 Composición: Tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), gasa de algodón, tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida de viscosa - poliéster, papel blanco impregnado con un éster ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida hecha de celulosa, rayón, poliéster unidos por vinil acetato.
 Indicaciones y usos: Apósito estéril indicado para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras por decúbito, heridas después de la remoción de fistulas y abscesos cavernosos, dehiscencias de herida postoperatorias y heridas traumáticas. Precauciones y advertencias: No utilizar en combinación con ungüentos o cremas, ya que puede interferir con la eficacia aglutinadora bacteriana del apósito. Contraindicaciones: No aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.
 UTILIZAR UNA SOLA VEZ
 Para mayor información, ver el inserto.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



CUTIMED® SORBACT DRESSING PAD - APÓSITO ABSORBENTE ESTÉRIL
 Fabricado por: Abigo Medical AB, Suecia para BSN Medical GmbH, Alemania
 Importado y distribuido por: BSN MEDICAL, LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia
 Reg. San. INVIMA 2014DM-0002765-R1
 Composición: Tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), gasa de algodón, tela tejida de acetato color verde impregnada con un éster derivado de ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida de viscosa - poliéster, papel blanco impregnado con un éster ácido graso DACC (Cloruro de dialquilcarbamoilo), tela no tejida hecha de celulosa, rayón, poliéster unidos por vinil acetato.
 Indicaciones y usos: Apósito estéril indicado para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras por decúbito, heridas después de la remoción de fistulas y abscesos cavernosos, dehiscencias de herida postoperatorias y heridas traumáticas. Precauciones y advertencias: No utilizar en combinación con ungüentos o cremas, ya que puede interferir con la eficacia aglutinadora bacteriana del apósito. Contraindicaciones: No aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.
 UTILIZAR UNA SOLA VEZ
 Para mayor información, ver el inserto.

MEDIDAS DEL STICKER: 8cm x 4cm