




ARROW MEDICAL S.A.S.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA :	22BKT-1293	MARCA :	IPeX
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE KIT COMPLETO CON PUERTO TOMA DE MUESTRA LUER LOCK LIBRE DE AGUJA REF: 22BKT-1293		
REGISTRO SANITARIO :	2018DM-0017859	F.V REGISTRO INVIMA:	10-abril-2028
CLASIFICACION DE RIESGO	IIA	TITULAR	ARROW MEDICAL S.A.S.
PRESENTACION :	C X 5	FABRICANTE:	BL LIFE SCIENCE PVT. LTD
ESTERILIZACIÓN :	Oxido de Etileno	IMPORTADOR:	ARROW MEDICAL S.A.S.
VIDA UTIL:	3 AÑOS	CÓDIGO DE BARRAS:	N/A
DIMENSIONES EMPAQUE	27.94 X 33 CMS	CIUDAD PAÍS ORIGEN	INDIA
MATERIAL Y PROPIEDADES:	FABRICADO EN PVC GRADO MÉDICO. FACILIDAD DE PURGADO Y MANEJO. CONFIABILIDAD EN LA TRANSDUCCION DE PRESIONES. MATERIAL RESISTENTE A LOS ACODAMIENTOS.		
CONTENIDO:	TRANSDUCTOR DOBLE CADA UNO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING PARA PERMEABILIZACIÓN DE CADA LÍNEA. 2 EXTENSIONES DE 48" 1 LINEA DE LAVADO Y EQUIPO MACROGOTEO. 4 LLAVES DE TRES VÍAS. 2 PUERTOS PARA TOMA DE MUESTRAS LUER LOCK LIBRE DE AGUJA 2 EXTENSIONES DE MONITOREO DE 12" 2 EXTENSIONES PARA CABLE DE INTERFASE SEGÚN MONITOR.		
INDICACIONES DE USO :	PACIENTES QUE REQUIERAN MONITOREO CONTINUO DE DOS PRESIONES: PA, PVC, PAP, PIC, PA ABDOMINAL Y TOMA DE GASTO CARDIACO. PACIENTES QUE REQUIEREN FRECUENTES MUESTRAS PARA GASES ARTERIALES.		
PRECAUCIONES DE MANEJO:	NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO. UTILIZAR INFUSOR A PRESION Y SOLUCION SALINA PARA PURGAR EL EQUIPO.		