

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA:	09FX15RE30	MARCA:	TERUMO CVS CORPORATION
DESCRIPCIÓN DEL	OXIGENADOR FX PEDIATRICO CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO CAP. MAX. 3000CC Y		
PRODUCTO:	RECUBRIMIENTO X-COATING		
REGISTRO SANITARIO :	2023DM-0027434	F.V REGISTRO INVIMA:	09-agosto-2033
CLASIFICACION DE RIESGO	IIA	TITULAR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S -
PRESENTACION:	C X 1	FABRICANTE:	TERUMO CORPORATION
ESTERILIZACIÓN :	Oxido de Etileno	IMPORTADOR:	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S -
VIDA UTIL:	3 AÑOS	CÓDIGO DE BARRAS:	
DIMENSIONES EMPAQUE		CIUDAD PAÍS ORIGEN	ESTADOS UNIDOS
MATERIAL Y PROPIEDADES:	OXIGENADOR DE FIBRA HUECA EN POLIURETANO, CON RECUBRIMIENTO X-COATING, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO AL OXIGENADOR Y UN RESERVORIO VENOSO RÍGIDO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN, DISPOSITIVOS APTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA .ESPECIFICACIONES DEL OXIGENADOR: AREA DE SUPERFICIE (M2) 1,5-FLUJO MAX L/MIN 4,0-5,0-VOL CEBADO(ML)144		
CONTENIDO:	OXIGENADORY FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, E INTERCAMBIADOR DE CALOR SE PUEDE DESCONECTAR DEL RESERVORIO VENOSO REGIDO Y SER COLOCADO EN SOPORTE ESPECIAL PARA SU FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MUESTREO PARA LA RECOLECION DE MUESTRAS SANGUINEAS,ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS,PUERTOS PARA LA MEDICION DE TEMPERATURA VENOSA Y ARTERIAL, LINEA DE PURGA,LINEA DE RECIRCULACION PARA ELIMINAR LAS BUBUJAS DE AIRE Y/O ADAPTADOR PARA UNIRSE AL CIRCUITO		
INDICACIONES DE USO :	PACIENTES QUE REQUIERAN CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA COMO: REPARACION VÁLVULAR. CORRECCIÓN ENFERMEDAD CORONARIA CARDIOPATIAS CONGENITAS. ANEURISMAS VENTRICULARES. ENFERMEDAD DE AORTA ASCENDENTE Y DESCENDENTE. TRANSPLANTE CARDÍACO O PULMONAR		
PRECAUCIONES DE MANEJO:	NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO.		