

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

INFORMACIÓN GENERAL								
NOMBRE COMERCIAL:	Endograpadora Lineal Cortante Articulada							
NOMBRE GENÉRICO:	Grapadora							
REGISTRO SANITARIO:	2023DM-00096	07-R1	VIGENCIA	11/09/2033				
ESTÉRIL	Si		MÉTODO:	No se reco esterilizar	mienda	(
CLASIFICACIÓN	DE RIESGO:	IIB	VIDA ÚTIL:	5 Años				
TIPO DE DISPOS	SITIVO:	Invasivo q	uirúrgico					
FABRICANTE:	B.J.ZH. PANTH LTD	ER MEDIC	AL EQUIPAM	ET CO.	PAÍS DE	ORIGEN:	CHINA	
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:		Uno (1)	o (1)		ITACION RCIAL:	Unidad en Blíster		
CARACTERÍSTICAS								
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	La Endograpadora Lineal Cortante Articulada es un dispositivo que permite resección, transección y anastomosis tisular en diferentes procedimientos quirúrgicos como cirugía abdominal, cirugía torácica, cirugía bariátrica, cirugía colorectal, cirugía ginecológica, cirugía pediárica; y puede usarse tanto en procedimientos laparoscópicos como en cirugía abierta. La endograpadora permite cortar y dividir el tejido mientras coloca dos filas triples de grapas de titanio, permite alojar cartuchos de diferentes tamaños. Con palanca de articulación sin escala (0 a 45°). Rotación de la perilla 360° para facilitar la aproximación de tejidos, corte y grapado desde diferentes ángulos.							
USO INDICADO	Resección, transección y anastomosis tisular en procedimientos quirúrgicos.							
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						RECARGAS	
CEAB-30	Endograpadora lineal cortante-mango estandar 16cm						Endograpadora con	
CEAB-45	Endograpadora lineal cortante-mango corto 6cm							pin universal para todos los tamaños de
CEAB-60	Endograpadora lineal cortante-mango largo 26cm							
PARTES				M	ATERIAL C	ONSTITUT	IVO	

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO			
Grapadora	Resina polímerica y acero inoxidable.			
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Recargas articuladas			

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO								
Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75					
I Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.							

CO01-03 V02