

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

Código: CA11-F04

Versión:01

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:		Aguja aspiradora de médula ósea			
NOMBRE GENÉRICO:		Bone Marrow Aspiratin Needles			
REGISTRO SANITARIO:	2021DM-0006654-R1	VIGENCIA	17/09/2031		
ESTÉRIL	Si	MÉTODO:	No se recomienda esterilizar		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA	VIDA ÚTIL: 5 años		
TIPO DE DISPOSITIVO:		Invasivo - quirúrgico			
FABRICANTE:		Argon Medical Devices		PAÍS DE ORIGEN:	Estados Unidos
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:		Uno (1)		PRESENTACION COMERCIAL:	Unidad en Blíster

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	Las agujas para aspiración de médula ósea están diseñadas para aspiraciones en el esternón o la cresta iliaca, con un tope para controlar la profundidad de penetración, el cual es extraíble para la aspiración en la cresta iliaca. Tiene un mango ergonómico con bloqueo giratorio, diseñado para dar mayor comodidad al médico y conector Luer Lock en el mango que permite una fijación segura de la jeringa.
USO INDICADO	Las agujas para hueso son específicamente diseñadas para la recolección y/o aspiración de muestras de tejido óseo o médula ósea.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
DBMNI1501	AGUJA ASPIRADO MÉDULA ÓSEA 15GAX 2½"	Diámetro: 15 G, Longitud: 6.8 cm
DBMNI1504	AGUJA ASPIRADO MÉDULA ÓSEA 15GAX4"	Diámetro: 15 G, Longitud: 10.2 cm
DBMNI1601	AGUJA ASPIRADO MÉDULA ÓSEA 16GAX 2½"	Diámetro: 16 G, Longitud: 6.8 cm

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO
Aguja para Apiración	Acero inoxidable 304/302.
Ejes	Policarbonato (PC), polipropileno (PP) y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Se sugiere usar junto con una jeringa Luer Lock o Luer Slip.

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		