

		FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO	
INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE COMERCIAL:		Grapadora Lineal Cortante con Cuchillo	
NOMBRE GENÉRICO:		Grapadora Lineal Cortante Panthour	
REGISTRO SANITARIO:		VIGENCIA	11/09/2033
ESTÉRIL		MÉTODO:	No se recomienda esterilizar
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIB	VIDA ÚTIL: 5 Años
TIPO DE DISPOSITIVO:		Invasivo quirúrgico	
FABRICANTE:		B.J.ZH. PANTHER MEDICAL EQUIPAMET CO. LTD	PAÍS DE ORIGEN: CHINA
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:		Uno (1)	PRESENTACION COMERCIAL: Unidad en Blíster
			
CARACTERÍSTICAS			
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO		La Grapadora Lineal Cortante con Cuchillo, esta diseñada para colocar 4 hileras de grapas de titanio y simultáneamente cortar el tejido entre éstas. Los cirujanos generales pueden usarla para la resección anterior baja, procedimientos para cortar el extremo distal. Los cirujanos torácicos pueden usarla en cierre y corte en los bronquios, arteria lobar y venas. El corte y grapado son verticales, puede ser utilizado en tejido grueso. La longitud del eje excede los productos de la competencia para asegurar un acceso fácil en la pelvis estrecha. Está diseñado con un ancho de la cabeza más pequeño (62 mm) y eje más largo (265 mm) con el fin de mejorar la visibilidad y proporcionar un uso óptimo. Elimina la necesidad de una pinza intestinal y bisturí, además tiene un espacio más amplio entre las mandíbulas (20 mm) para facilitar la maniobrabilidad y la movilidad en la colocación de grapas. Se puede recargar hasta 7 veces.	
USO INDICADO		Resección, transección y anastomosis tisular en procedimientos quirúrgicos.	
REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	
CAAB-40		GRAPADORA LINEAL CORTANTE PANTHOUR 40 mm, 4.8 mm	
INFORMACIÓN ADICIONAL		Longitud línea de grapa: 43 mm Altura grapa: 4.8 mm Longitud línea de corte: 40 mm Formación grapa: 2 mm Longitud del eje: 265 mm	
PARTES		MATERIAL CONSTITUTIVO	
Grapadora		Resina polimérica y acero inoxidable.	
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:		Recargas	
CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):		15 - 40	Humedad recomendada (%): 75
Recomendaciones Especiales		Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.	