


		FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO	
INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE COMERCIAL: Recarga para grapadora lineal cortante			
NOMBRE GENÉRICO: Recarga para grapadora lineal			
REGISTRO SANITARIO: 2023DM-0009607-R1	VIGENCIA: 11/09/2033		
ESTÉRIL: Si	MÉTODO: No se recomienda esterilizar		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIB	VIDA ÚTIL: 5 Años		
TIPO DE DISPOSITIVO: Invasivo quirúrgico			
FABRICANTE: B.J.ZH. PANTHER MEDICAL EQUIPAMET CO. LTD		PAÍS DE ORIGEN: CHINA	
NUMERO DE USOS PERMITIDOS: Uno (1)		PRESENTACION COMERCIAL: Unidad en Blíster	
CARACTERÍSTICAS			
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO		Unidad de recarga para grapadora lineal cortante SSAB	
USO INDICADO		Unidad de recarga para grapadora en procedimientos quirúrgicos.	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL	
SADB-60N	UNIDAD DE RECARGA GRAPADORA LINEAL 60 MM, 3.8 MM	Longitud: 60 mm, Altura grapa: 3.8 mm Color: azul	
SADB-60D	UNIDAD DE RECARGA GRAPADORA LINEAL 60 MM, 4.8 MM	Longitud: 60 mm, Altura grapa: 4.8 mm Color: azul	
SADB-80N	UNIDAD DE RECARGA GRAPADORA LINEAL 80 MM, 3.8 MM	Longitud: 80 mm, Altura grapa: 3.8 mm Color: azul	
SADB-80D	UNIDAD DE RECARGA GRAPADORA LINEAL 80 MM, 4.8 MM	Longitud: 80 mm, Altura grapa: 4.8 mm Color: azul	
SADB-100N	UNIDAD DE RECARGA GRAPADORA LINEAL 100 MM, 3.8 MM	Longitud: 100 mm, Altura grapa: 3.8 mm Color: azul	
SADB-100D	UNIDAD DE RECARGA GRAPADORA LINEAL 100 MM, 4.8 MM	Longitud: 100 mm, Altura grapa: 4.8 mm Color: azul	
PARTES		MATERIAL CONSTITUTIVO	
Recarga		Titanio	
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:		Las recargas deben usarse con grapadora lineal cortante	
CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):		15 - 40	Humedad recomendada (%): 75
Recomendaciones Especiales		Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.	