

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:		SUCTION LINER / SISTEMA DE SUCCIÓN DESECHABLE		
NOMBRE GENÉRICO:		Suction Liner HF		
REGISTRO SANITARIO:	2023DM-0027270	VIGENCIA	6/07/2033	
ESTÉRIL	No	MÉTODO:	No se recomienda esterilizar	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I	VIDA ÚTIL:	5 AÑOS	
TIPO DE DISPOSITIVO:	No invasivo			
FABRICANTE:	PERGO MEDIKAL VE ILAC SANAYI A.S.		PAÍS DE ORIGEN:	TURQUIA
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:	1		PRESENTACION COMERCIAL:	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	Se utiliza para aspirar diversos fluidos corporales y/o secreciones de pacientes durante el tratamiento médico de forma higiénica. El dispositivo está diseñado para que lo utilicen profesionales sanitarios especializados en quirófanos, unidades de cuidados intensivos y habitaciones de pacientes. El dispositivo no tiene contacto con el cuerpo humano.
USO INDICADO	Recolección de fluidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
05TD0972	Liner succión HF 1000 ML
05TD1666	Liner succión HF 1500 ML
05TD0973	Liner succión HF 2000 ML
05TD0977	Liner succión HF 3000 ML

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO
Tapa del revestimiento de succión	Polietileno de Alta Densidad y Baja Densidad
Filtro hidrofóbico	Polietileno de baja densidad
Conector del paciente	Polietileno de alta densidad
Conector	Polietileno de alta densidad
Liner/ Bolsa	Polietileno de baja densidad
Agente solidificante	Polímero súper absorbente
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Accesorios del dispositivo

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		