

		FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO		
		Código: CA11-F04	Versión:01	
INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE COMERCIAL:	Hansclip			
NOMBRE GENÉRICO:	Clip Hemostático - Clip de ligación			
REGISTRO SANITARIO:	2017DM-0015983	VIGENCIA		8/03/2027
ESTÉRIL	Si	MÉTODO:		No se recomienda reesterilizar
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA	VIDA ÚTIL:		3 Años
TIPO DE DISPOSITIVO:	Invasivo quirúrgico			
FABRICANTE:	H&SURGICAL CO., LTD	PAÍS DE ORIGEN:	COREA DEL SUR	
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:	Uno (1)	PRESENTACION COMERCIAL:	Blíster	
CARACTERÍSTICAS				
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	Los Hansclip, están diseñados para usarse en procedimientos de hemostasia, a través de la ligadura de los vasos o estructuras de tejido. Se debe aplicar el clip del tamaño apropiado al recipiente o tejido a ligar de tal forma que el clip abarque completamente la estructura del vaso o tejido. Están predestinados a ser usados en pacientes por un tiempo no mayor a treinta (30) días. Elaborador en polímero no absorbible inerte, no conductor, radiotransparente y no interfiere con los diagnósticos por TC o rayos X. No deben usarse para operaciones de Corazón o cirugías cerebrales y está contraindicado para uso en la ligadura de la arteria renal durante nefrectomías laparoscópicas de donantes.			
USO INDICADO	Ligadura de vasos o estructuras de tejido			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL		
HC-M	CLIP HEMOSTÁTICO TALLA M	Tamaño 2 mm - 7 mm Color Azul		
HC-ML	CLIP HEMOSTÁTICO TALLA ML	Tamaño 3 mm - 10 mm Color Verde		
HC-L	CLIP HEMOSTÁTICO TALLA L	Tamaño 5 mm - 13 mm Color Violeta		
HC-XL	CLIP HEMOSTÁTICO TALLA XL	Tamaño 7 mm - 16 mm Color Dorado		
PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO			
Clips	Polímero de acetal			
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Aplicadores para clips			
CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO				
Temperatura recomendada (°C):	0 - 25	Humedad recomendada (%):	30 - 80	
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.			