

		FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO	
		Código: CA11-F04	Versión:01
INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE COMERCIAL:	TROCAR		
NOMBRE GENÉRICO:	TROCAR		
REGISTRO SANITARIO:	2022DM-0025293	VIGENCIA	26/05/2032
ESTÉRIL	SI	MÉTODO:	No se recomienda esterilizar
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA	VIDA ÚTIL:	5 años
TIPO DE DISPOSITIVO:	INVASIVO		
FABRICANTE:	B.J.ZH.F. PANTHER MEDICAL EQUIPMENT CO, LT	PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:	Uno (1)	PRESENTACION COMERCIAL:	UNIDAD
			
CARACTERÍSTICAS			
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	Los trócares sin cuchilla PBS están diseñados para ser utilizados en la cirugía mínimamente invasiva para perforar la pared abdominal para crear los túneles de trabajo y mantener el neumoperitoneo durante las cirugías. Constan de un obturador con una punta dilatadora sin cuchilla y una cánula de fijación. Están disponibles en tamaños de 5 mm, 5-10 mm, 5-12 mm y 10-15 mm con un convertidor de 5mm. La carcasa del trocar contiene un sello interno para evitar la pérdida de neumoperitoneo cuando se utilizan instrumentos para insertar o extraer a través de la cánula. El trocar de 5 mm está diseñado para utilizarse con instrumentos de 5 mm. Un sello universal ajustable está equipado en trócares de 5 mm a 10 mm, 5 mm a 12 mm y 10 a 15 mm para adaptarse a instrumentos que van desde 5 mm-15 mm.		
USO INDICADO	Los trócares sin cuchilla PBS están diseñados para ser utilizados en cirugía general, procedimientos endoscópicos torácicos, urológicos y ginecológicos para crear y mantener neumoperitoneo para establecer túneles de trabajo.		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL	
PBS051R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	5 mm	
PBS101R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	10 mm	
PBS121R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	12 mm	
PBS151R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	15 mm	
PBL051R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	5 mm longitud 150 mm	
PBL101R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	10 mm longitud 150 mm	
PBL121R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	12 mm longitud 150 mm	
PBL151R1	TRÓCAR QUIRÚRGICA SIN CUCHILLA	15 mm longitud 150 mm	
PARTES		MATERIAL CONSTITUTIVO	
HOJA DE PUNCIÓN		ACERO INOXIDABLE	
NÚCLEO DE VARILLA		ABS	
CUBIERTA PROTECTORA		ABS	
CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):	30°C	Humedad recomendada (%):	70%
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo. Se aconseja almacenar el dispositivo en su envase original		