




Paquetes quirúrgicos
y complementarios

Ficha técnica - REF: PT10202ES

ARTROSCOPIA RODILLA

Página 1 de 2 | Versión: FT1



Guía de colores - Campos y bata quirúrgica

Cinta adhesiva
hipoalergénica



Tela no tejida absorbente +
film impermeable



Protector film transparente



Bata quirúrgica Medimax®
Alto desempeño

- 100% impermeable y respirable.
- Con barrera del 100% a fluidos, virus y bacterias.
- Antiestática.
- Anti- Alcohol
- Extra suave, fresca y muy confortable.





Información

Letra	Cantidad	Contenido	Medidas
A	1	Indicador químico	-
B	4	Toallas absorbentes	30 x 38 cm
C	1	Bata quirúrgicas Medimax para instrumentadora ® : Alto Desempeño	Talla: L
D	1	Bata quirúrgicas Medimax ® : Alto Desempeño	Talla: L
E	1	Funda para mesa de mayo con refuerzo	0.60 x 1.35 mt
F	1	Tubo de succión	3.1 mt
G	3	Cintas de sujeción	8.5 x 65 cm
H	1	Estoquineta impermeable	-
I	1	Campo quirúrgico impermeable con fenestración en "U" de 15 x 60 cm y cintas adhesivas hipoalergénicas	1.90 x 2.29 mt
J	1	Campo quirúrgico impermeable con bolsa recolectora de fluidos, cauchos libres de látex con fenestración circular de 6 cm, alambres flexibles, sujetadores de tubos y válvula de drenaje	2.29 x 3.15 mt
K	1	Cubierta para mesa de instrumentos impermeable	1.52 x 2.29 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Vida útil

- Estéril: 3 años

Usos recomendados

- Artroscopia de rodilla diagnóstica, meniscectomía, meniscoplastia, reconstrucción de ligamento cruzado anterior y posterior, sinovectomía, condroplastia, reemplazos articulares, trauma general, entre otros.



Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 6 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso se deben separar en la fuente como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, para luego desecharlos de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.