




Paquetes quirúrgicos
y complementarios


Ficha técnica - REF: PT10022ES

HEMODINAMIA


Página 1 de 2 | Versión: FT4



F



G



E



H

Guía de colores - Campo y bata quirúrgica

Cinta de incisión
hipoalergénica



Alta absorción arriba +
impermeable abajo



Absorbente arriba +
impermeable abajo



Protector film transparente
+ impermeable



Bata quirúrgica Reforzada Plus
(Desempeño Medio)



- Repelente a fluidos en las zonas no críticas.
- Impermeable en las zonas críticas:
pecho y mangas hasta el codo.
- Bajo desprendimiento de pelusas.



Información

Letra	Cantidad	Contenido	Medidas
A	2	Toallas absorbentes	30 x 38 cm
B	2	Batas quirúrgicas Reforzadas Plus: Desempeño medio	Talla: L
C	4	Compresas con material radiopaco	45 x 45 cm
D	1	Indicador químico	-
E	1	Campo quirúrgico impermeable con protector transparente para panel de control, refuerzo absorbente de 1.00 x 1.15 mt, 2 fenestraciones circulares de 13 cm y cintas de incisión hipoalergénicas	2.30 x 3.40 mt
F	10	Gasas no tejidas - 4 pliegues	3" x 3" (7.5 x 7.5 cm)
G	1	Campo de acceso radial	0.18 x 0.10 mt
H	1	Cubierta para mesa de instrumentos impermeable con refuerzo	1.45 x 2.15 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Vida útil

- Estéril: 3 años

Usos recomendados

- Cateterismos cardiacos y periféricos para diagnóstico o tratamiento no invasivo de las arterias coronarias, válvulas cardiacas, cavidades del corazón, malformaciones congénitas del corazón, estudio de la actividad eléctrica del corazón y realizar angioplastias, entre otras.



No reuse

Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 8 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso se deben separar en la fuente como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, para luego desecharlos de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.