



Empaques para
esterilización



con contraste

Vienen intercaladas
en dos colores
"Blanco y azul".

unicolor

Vienen en
color azul.

Envolturas de Uso Único para empacar Dispositivos médicos que van a ser sometidos al proceso de esterilización

- Con barrera microbiana que previene el paso de microorganismos.
- Alta permeabilidad al agente esterilizante y alto nivel de aireación.
- Compatibles con esterilización a vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno y formaldehído (resistentes hasta 140°C - 150°C).
- Con Resistencia MULTIDIRECCIONAL a la tensión, abrasión y al rasgado.
- Control de fluidos y líquidos
- Bajo desprendimiento de partículas lo que disminuye el riesgo de infección.
- Maleables y fáciles de manipular lo que disminuye el esfuerzo del profesional de la salud, optimizando su labor.
- Suaves al tacto disminuyendo afecciones en la piel debido a su manipulación constante.
- Hipoalergénicas y atóxicas.
- Termoresistentes.
- Vienen listas para usar y en diferentes medidas.
- Fabricada en polipropileno 100%.
- USO ÚNICO.



Empaques para
esterilización

Ficha técnica

ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR

Página 2 de 4

Versión: FT3

Envolvederas para esterilizar **unicolor**

Vienen en color azul. La tonalidad del azul no define el uso ni la capacidad de carga.



UM1 **USO LIVIANO** Capacidad de carga menor o igual a 5kg.

Usos recomendados:

Equipos de pequeña cirugía, batas, platones, equipos de limpieza, cámaras y cables de cirugía laparoscópica, entre otros.

Referencia	Medidas	Unidad de empaque	
		Primario	Gran empaque
PT21036NE	0.50 x 0.50 mt	1 bolsa x 100 uds.	5 bolsas = 500 uds.
PT21024NE	0.60 x 0.60 mt	1 bolsa x 100 uds.	5 bolsas = 500 uds.
PT21039NE	0.76 x 0.76 mt	1 bolsa x 100 uds.	5 bolsas = 500 uds.
PT21072NE	0.80 x 0.80 mt	1 bolsa x 100 uds.	5 bolsas = 500 uds.
PT21027NE	0.92 x 0.92 mt	1 bolsa x 50 uds.	4 bolsas = 200 uds.
PT21004NE	1.00 x 1.00 mt	1 bolsa x 100 uds.	5 bolsas = 500 uds.
PT21032NE	1.15 x 1.15 mt	1 bolsa x 50 uds.	2 bolsas = 100 uds.
PT21100NE	1.20 x 1.20 mt	1 bolsa x 50 uds.	2 bolsas = 100 uds.
PT21026NE	1.50 x 1.50 mt	1 bolsa x 25 uds.	4 bolsas = 100 uds.
PT21023NE	1.95 x 2.00 mt	1 bolsa x 25 uds.	2 bolsas = 50 uds.

*Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

UM2 **USO MEDIANO** Capacidad de carga mayor a 5kg y menor o igual a 8kg.

Usos recomendados:

Equipos de plásticos, laparotomías, básicos de ortopedia, cesáreas, artroscopia, entre otras.

Referencia	Medidas	Unidad de empaque	
		Primario	Gran empaque
PT21214NE	0.50 x 0.50 mt	1 bolsa x 100 uds.	6 bolsas = 600 uds.
PT21215NE	0.76 x 0.76 mt	1 bolsa x 100 uds.	5 bolsas = 500 uds.
PT21216NE	0.92 x 0.92 mt	1 bolsa x 50 uds.	4 bolsas = 200 uds.
PT21217NE	1.15 x 1.15 mt	1 bolsa x 50 uds.	2 bolsas = 100 uds.
PT21070NE	1.20 x 1.20 mt	1 bolsa x 50 uds.	3 bolsas = 150 uds.
PT21218NE	1.50 x 1.50 mt	1 bolsa x 25 uds.	4 bolsas = 100 uds.
PT21022NE	1.50 x 2.40 mt	1 bolsa x 25 uds.	2 bolsas = 50 uds.

*Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

UM3 **USO PESADO** Capacidad de carga mayor a 8kg.

Usos recomendados:

Bandejas u objetos pesados y de gran tamaño por su alta resistencia, lo que disminuye el riesgo de ruptura, especialmente durante la manipulación y el transporte. Ideal para instrumental de ortopedia, columna, corazón, entre otros.

Referencia	Medidas	Unidad de empaque	
		Primario	Gran empaque
PT21221NE	0.92 x 0.92 mt	1 bolsa x 25 uds.	7 bolsas = 175 uds.
PT21101NE	0.94 x 1.09 mt	1 bolsa x 50 uds.	3 bolsas = 150 uds.
PT21002NE	1.09 x 1.20 mt	1 bolsa x 25 uds.	3 bolsas = 75 uds.
PT21222NE	1.15 x 1.15 mt	1 bolsa x 25 uds.	3 bolsas = 75 uds.
PT21071NE	1.20 x 1.20 mt	1 bolsa x 25 uds.	3 bolsas = 75 uds.
PT21223NE	1.50 x 1.50 mt	1 bolsa x 25 uds.	4 bolsas = 100 uds.

*Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%



Empaques para
esterilización

Ficha técnica

ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR

Página 3 de 4

Versión: FT3

Envolvederas para esterilizar **con contraste**

Beneficios:

1. Vienen intercaladas en dos colores: "Blanco y azul".
2. Permiten **identificar las rupturas** de forma más fácil y rápida optimizando los procesos de inspección.
3. Se maneja protocolo de doble envoltura con laminas separadas.
4. Permiten **diferenciar e identificar los Dispositivos Médicos** por servicio al que van dirigidos.
5. Hacen **más eficiente la identificación los Dispositivos Médicos** en almacenamiento y su proceso de despacho.
6. De acuerdo **con el protocolo de la institución** se define cuál color utilizar para la envoltura interna y cuál para la externa.
7. **Garantizan la seguridad del paciente.**



UM1

USO LIVIANO

Capacidad de carga
menor o igual a 5kg.

Usos recomendados:

Equipos de pequeña cirugía, batas, platones, equipos de limpieza, cámaras y cables de cirugía laparoscópica, entre otros.

Referencia	Medidas	Unidad de empaque	
		Primario	Gran empaque
PT21053NE	0.50 x 0.50 mt	1 rollo x 100 uds. (50 azules y 50 blancas intercaladas)	10 rollos = 500 uds.
PT21040NE	0.76 x 0.76 mt	1 rollo x 100 uds. (50 azules y 50 blancas intercaladas)	5 rollos = 500 uds.
PT21054NE	0.92 x 0.92 mt	1 bolsa x 50 uds. (25 azules y 25 blancas intercaladas)	4 bolsas = 200 uds.
PT21038NE	1.10 x 1.20 mt	1 bolsa x 50 uds. (25 azules y 25 blancas intercaladas)	2 bolsas = 100 uds.

*Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

UM2

USO MEDIANO

Capacidad de carga
mayor a 5kg y menor o igual a 8kg.

Usos recomendados:

Equipos de plásticos, laparotomías, básicos de ortopedia, cesáreas, artroscopia, entre otras.

Referencia	Medidas	Unidad de empaque	
		Primario	Gran empaque
PT21050NE	1.10 x 1.20 mt	1 bolsa x 500 uds. (25 azules y 25 blancas intercaladas)	3 bolsas = 150 uds.

*Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

UM3

USO PESADO

Capacidad de carga
mayor a 8kg.

Usos recomendados:

Bandejas u objetos pesados y de gran tamaño por su alta resistencia, lo que disminuye el riesgo de ruptura, especialmente durante la manipulación y el transporte. Ideal para instrumental de ortopedia, columna corazón, entre otros.

Referencia	Medidas	Unidad de empaque	
		Primario	Gran empaque
PT21051NE	1.10 x 1.20 mt	1 bolsa x 26 uds. (13 azules y 13 blancas intercaladas)	3 bolsas = 78 uds.
PT21052NE	1.50 x 1.50 mt	1 bolsa x 26 uds. (13 azules y 13 blancas intercaladas)	4 bolsas = 104 uds.

*Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%



Empaques para
esterilización

Ficha técnica

ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR

Página 4 de 4

Versión: FT3

Instrucciones de uso

- De acuerdo con las prácticas utilizadas por la institución.
- Se recomienda limpiar y secar el material a envolver.

Registro sanitario

N° INVIMA 2015DM-0013646

Vida útil

- De acuerdo con las prácticas utilizadas por la institución.
- Se recomienda limpiar y secar el material a envolver.

Condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

Después del uso se deben clasificar como Residuos NO peligrosos cuando NO tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales y como Residuos peligrosos cuando SÍ tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.

Economía circular

Te invitamos a aumentar el ciclo de vida de las envolvederas para esterilizar UM, **reciclandolas y aprovechando sus residuos en la fabricación de nuevas soluciones.**



Te brindamos capacitación en cómo hacer la separación de residuos en la fuente y su disposición final.



**100%
RECICLABLE**



**PRODUCTO
COLOMBIANO
PARA EL MUNDO**