




Paquetes quirúrgicos
y complementarios

Ficha técnica - REF: PT10211ES

UNIVERSAL 4 CAMPOS

Página 1 de 3 | Versión: FT4



Guía de colores - Campos y batas quirúrgicas

Cinta adhesiva
hipoalergénica



Refuerzo absorbente



Tela no tejida absorbente +
film impermeable



Bata quirúrgica
Plus

- Repelente a fluidos.
- Sellada con ultrasonido en las mangas.





Paquetes quirúrgicos
y complementarios

Ficha técnica - REF: PT10211ES

UNIVERSAL 4 CAMPOS

Página 2 de 3

Versión: FT4

Descripción

- Paquete quirúrgico de USO ÚNICO, por su diseño se adapta a diversos procedimientos quirúrgicos ya que se puede acomodar a diferentes posiciones del paciente y a los diferentes abordajes quirúrgicos, como: de cúbito lateral, de cúbito ventral y de cúbito dorsal.
- Contiene **cuatro campos** impermeables con refuerzo absorbente que evita la filtración de sangre y otros fluidos y que permiten delimitar el área quirúrgica de acuerdo con la especialidad o área a operar y con el tamaño del paciente: 2 laterales, 1 inferior y 1 superior. Están señalizados con el fin de orientar su adecuada ubicación en el paciente y sus cintas adhesivas hipoalergénicas protegen la piel del paciente.
- Contiene portacables que permiten organizar los cables evitando que estos se caigan y se contaminen.

Características

- Disminuyen el riesgo de infección en la herida y áreas quirúrgicas.
- Brindan protección al profesional de la salud y al paciente.
- Ahorran tiempo en la preparación del quirófano.
- Facilitan el trabajo del equipo médico (concentrar atención en el paciente y aspectos relevantes del procedimiento).
- Prácticos y Confortables.
- Control de inventarios efectivo.
- Mayor vida útil en el anaquel vs paquetes de tela reusables.
- Maximizan la rentabilidad del quirófano y de las salas de procedimientos.

Contenido

Letra	Cantidad	Elementos	Medidas
A	1	Indicador químico	-
B	1	Bata quirúrgica Plus para instrumentadora con 2 toallas absorbentes de 30 x 38 cm y envolvedora de 0.60 x 0.725 mt	Talla: L
C	1	Funda para mesa de mayo con refuerzo	0.60 x 1.35 mt
D	1	Tubo de succión	3.10 mt
E	1	Bolsa para suturas	-
F	2	Toallas absorbentes	30 x 38 cm
G	1	Bata quirúrgica Plus	Talla: L
H	4	Campos de piel con cinta adhesiva hipoalergénica	0.52 x 0.72 mt
I	2	Campos quirúrgicos Laterales cerrados impermeables con refuerzo absorbente de 0.40 x 1.22 mt y cintas adhesivas hipoalergénicas	1.12 x 1.93 mt
J	1	Campo quirúrgico Superior cerrado impermeable con refuerzo absorbente de 0.40 x 1.22 mt, portacable y cinta adhesiva hipoalergénica	1.27 x 2.74 mt
K	1	Campo quirúrgico Inferior cerrado impermeable con refuerzo absorbente de 0.40 x 1.22 mt, portacable y cinta adhesiva hipoalergénica	1.93 x 1.93 mt
L	1	Cubierta para mesa de instrumentos impermeable con refuerzo	1.45 x 2.15 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%



Usos recomendados

- Es ideal para utilizar en procedimientos de: Cirugía general, cirugías de columna, cirugías de ortopedia, cirugías de tórax, cirugía bariátrica, cirugía plástica, cirugía cardiovascular y cirugía laparoscópica, entre otros.



Vida útil

- Estéril: 3 años

Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 6 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso se deben separar en la fuente como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, para luego desecharlos de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.