




Paquetes quirúrgicos
y complementarios

Ficha técnica - REF: PT10271ES

CIRUGÍA GENERAL

Página 1 de 2 | Versión: FT3





Información

Letra	Cantidad	Contenido	Medidas
A	10	Toallas absorbentes	30 x 38 cm
B	5	Batas quirúrgicas Estándar	Talla: L
C	1	Funda para mesa de mayo con refuerzo	0.60 x 1.35 mt
D	2	Campos auxiliares cerrados	1.00 x 1.00 mt
E	4	Campos de piel con cinta adhesiva hipoalergénica	1.00 x 1.00 mt
F	2	Sábanas plisadas	2.17 x 2.50 mt
G	1	Indicador químico	-
H	1	Campo quirúrgico con refuerzo absorbente de 0.60 x 0.80 mt, fenestración de 4 x 40 cm, portacables y cintas adhesivas hipoalergénicas	2.17 x 2.40 mt
I	1	Cubierta para mesa de instrumentos impermeable con refuerzo	1.45 x 2.15 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Vida útil

- Estéril: 3 años

Usos recomendados

- Cirugías generales, laparotomías exploratorias, laparotomías simples, lavados abdominales, otros procedimientos generales donde aplique el paquete.



Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 4 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso se deben separar en la fuente como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, para luego desecharlos de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.