



Elementos de
protección personal


Ficha técnica - REF: PT23111NE

SET MORTAJA PEDIÁTRICO

Página 1 de 1 Versión: FT1



A




B



D



E



C

Información

Letra	Cant	Contenido	Medidas
A	1	Brazalete de identificación	-
B	2	Cinturones	0.05 x 0.70 mt
C	2	Sábanas plisadas	1.45 x 2.00 mt
D	1	Rótulo adhesivo para registro de datos del paciente	-
E	1	Bolsa mortaja	-

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Vida útil

- No estéril: 5 años

Usos Recomendados

- Ideal para aislar e identificar el cuerpo al momento de hacer el levantamiento.



No reuse

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 1 unidad
- Gran empaque: 25 Unidades

Registro sanitario

- Bolsa mortaja: N° INVIMA 2015DM-0013379

Riesgo

- I

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se deben separar en la fuente como residuos no peligrosos reciclables o como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.