



Elementos de
protección personal

Ficha técnica - REF: PT23027NE

SET MORTAJA ADULTO


Página 1 de 2 Versión: FT2



(A)



(B)



(C)

UM
UNION MEDICAL

NOMBRE DEL PACIENTE: _____


IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: _____

R.C. _____ T.I. _____ C.C. _____ OTROS: _____

CAMA: _____

SEXO: FEMENINO _____ MASCULINO _____

(D)



(E)

Información

Letra	Cantidad	Contenido	Medidas
A	1	Brazalete de identificación adulto	-
B	2	Cinturones elásticos con velcro para ajustar	0.05 x 1.00 mt
C	2	Sábanas plisadas repelentes a fluidos	1.50 x 2.00 mt
D	1	Rótulo adhesivo para registro de datos del paciente fallecido	-
E	1	Bolsa mortaja impermeable y antideslizante	-

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Descripción

- Protege a los profesionales de la salud y a las personas que tienen contacto con el paciente fallecido.
- Disminuye el impacto visual al cubrir completamente al paciente fallecido.

Características

- 100% impermeable para controlar los fluidos corporales y evitar contaminación cruzada.
- Superficie externa antideslizante para facilitar la manipulación del cuerpo y su transporte.
- Bolsa con cierre y doble deslizador para facilitar la apertura y cierre al momento de realizar el levantamiento.



Elementos de
protección personal

Ficha técnica - REF: PT23027NE

SET MORTAJA ADULTO

Página 2 de 2

Versión: FT2

Usos recomendados

- Ideal para aislar, identificar y transportar al paciente fallecido al momento de hacer el levantamiento.

Vida útil

- No estéril: 5 años

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 1 unidad
- Gran empaque: 15 Unidades

Registro sanitario

- Bolsa mortaja: N° INVIMA 2015DM-0013379

Riesgo

- I

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.