



GORRO PRENSADO AZUL



Características

- Ajuste con doble elástico para mayor comodidad y mejor agarre.
- Tela no tejida, repelente a fluidos.
- Bajo desprendimiento de pelusas.

Vida útil

- No estéril: 5 años

Usos Recomendados

- Diseñado para cubrir el cabello del paciente o del profesional del área de la salud, previniendo la contaminación del área quirúrgica con la caída del cabello.



No reuse

Unidad de empaque

- Primario: bolsa x 100 unidades
- Gran empaque: 20 bolsas = 2.000 unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.