




Paquetes quirúrgicos
y complementarios

Ficha técnica - REF: PT19312ES

CAMPO QUIRÚRGICO GENERAL

Página 1 de 1 Versión: FT1



Información

Letra	Cant	Contenido	Medidas
A	1	Indicador químico	-
B	1	Campo quirúrgico general con fenestración en "U" de 15 x 50 cm y cintas adhesivas hipoalergénicas	1.50 x 2.00 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Vida útil

- Estéril: 3 años

Usos Recomendados

- Cirugía general, laparotomía, ortopedia, columna, Torax, ginecología, urología abierta.



Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 50 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se deben separar en la fuente como residuos no peligrosos reciclables o como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.