



Paños clínicos

Ficha técnica - REF: PT31028NE

PAÑO CLÍNICO EN ROLLO PRECORTADO PLUS

Página 1 de 1 Versión: FT1



Información

Referencia	Medidas del paño	Desempeño	Unidad de empaque	
			Primario	Gran empaque
PT31028NE	28 x 35 cm	PLUS	Rollo x 100 paños	6 Rollos = 600 paños

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Descripción

- Paños ideales para limpieza y secado de material, equipos e instrumental, superficies, secado de manos y baño de pacientes.

Características

- **Absorbentes**
- **Resistentes al rasgado**
- Bajo despeluzamiento
- Alta capacidad de arrastre de partículas
- Suaves al tacto
- Costo efectivos
- Higiene y protección
- Previenen infecciones
- De fácil corte y manejo
- Composición: 80% Celulosa - 20% Polipropileno
- USO ÚNICO

Usos recomendados

- Ideal para uso en centrales de mezclas, centrales de esterilización, laboratorios, quirófano, hospitalización, salas blancas, hogar, entre otros.



No reuse

Vida útil

- No estéril: 5 años

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se deben separar en la fuente como residuos no peligrosos ordinarios, inertes o como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.