

FICHA TECNICA DE PRODUCTO



PRODUCTO:	EMPAQUES PARA ESTERILIZACIÓN - STERICLIN							
IMPORTADO POR:	SURGIPLAST LTDA.		DOMICILIO	D :	В	OGOTA -	COLOMBIA	
FABRICADO POR:	VEREINIGTE PAPIERWARENF	EINIGTE PAPIERWARENFABRIKEN GMBH		D :		ALEN	IANIA	
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM-00158	INVIMA 2017DM-0015859		ESGO	I			
ESPECIFICACIÓN:		ROLLO PLANO DE 30 cm x 200 METROS						
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Sistema de barrera estéril para	dispositivos médicos desechables y dispositivos médicos reprocesados que requieren ser utilizados estériles.						
	Materiales	Papel Grado Médico de 70gr / m2. Film Laminado de 12/40 PET / PP. Cumple la norma ISO 11607.						
	Gramaje papel	70 g/m ²						
	Gramaje film	54 g/m ²						
	Espesor film	54 μm						
	Dimensiones	30 cm x 200 m						
ESPECIFICACIONES		Papel grado médico: Blanco						
	Color	Film: Azul - Transparente						
	Indicadores químicos en lateral del empaque	Indicadores clase 1 - conforme según norma ISO 11140-1 Vapor, Oxido de Etileno OE y Formaldehído VAPOR OE FORM						
		sin esterilizar	2222			•••••		
		esterilizado	20000	22		••••••		
			marrón	amari	llo	verde		
	Inspecciones Fisicas Realizadas por el Fabricante	 Peso Básico. Según Norma EN ISO 536. PH extracto acuoso. Según Norma ISO 6588. Resistencia al reventado. Según Norma DIN ISO 2758. Fuerza tensil en seco en dirección a la máquina y en dirección cruzada. Según Norma EN ISO 1924 parte 2. Permeabilidad al aire. Según Norma ISO 5636 parte 3. Repelencia al agua. Según Norma ASTM D 779 - 03. Absorción de agua. Según Norma EN 20 535. 						
	Inspecciones Visuales	2. Identific	Libre de contaminación por humedad o suciedad. Identificación de indicadores quimicos. Información de lote.					
	Fecha de Vencimiento **	De acuerd	De acuerdo a la información del fabricante.					
		Humedad Relativa: Entre 35%RH y 60%RH.						
	Condiciones de Conservación	Temperatura: Entre 15°C y 25 °C.						
		Área de almacenamiento fresca, seca y protegido de la luz y humedad.						
	Empaque Primario	Bolsa de Polietileno de Alta Densidad						
	Empaque Secundario		Cajas de Carton					
		•						
	Vida Util **	5 años						
	Advertencias y Precauciones	Este producto es de un solo uso, no reutilizar. No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.						
					•		aan alamant	
		Evitar sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.						
	Método de Desecho o Disposición Final del Producto	Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumpliendo a la reglamentación nacional actualmente vigente.						
	Método de Reutilización	No aplicab	No aplicable, dispositivo de un solo uso, No reutilizar					

Observaciones:

^{**} Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas. Nuestras bolsas y rollos transparentes no contienen: Látex, PVC, bisfenol A, colofonia, materiales de riesgo TSE/BSE, sustancias SVHC y ftalatos.