

PRODUCTO:

ITEM 63

CINTA DE IMPRESIÓN PARA VERIDOC - VALIDOC

COMERCIALIZADO POR:

SURGIPLAST LTDA.

DOMICILIO:

BOGOTA - COLOMBIA

IMPORTADO POR:

CODITEQ

DOMICILIO:

BOGOTA - COLOMBIA

REGISTRO SANITARIO

NO APLICA

CÓDIGO:

6.813.300

ESPECIFICACIÓN:

CINTA DE IMPRESIÓN PARA VERIDOC - VALIDOC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La cinta de impresión para Veridoc - Validoc, es una cinta de alta sensibilidad cuya tinta permite imprimir con poca energía de cabezal del equipo, lo cual alarga su funcionamiento.
Este es un producto que no es considerado Dispositivo Médico, ya que no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 2005.

ESPECIFICACIONES

Propiedades Verificadas por el Fabricante

Recubrimiento a base de silicona

Coeficiente de fricción Kd <0,2

Tinta de cera

Punto de fusión: 65°C / 149°F

Película PET: espesor de 4,5 µm

Cinta: espesor <8 µm

Cinta con tratamiento antiestático

Inspecciones Visuales

Verificación de referencia del producto.
Etiqueta con las especificaciones del producto.
Información de lote.

Fecha de Vencimiento **

De acuerdo a la información suministrada por el proveedor

Condiciones de Conservación

Humedad Relativa: Entre 20%RH y 80%RH.

Temperatura: de 5° a 35 °C.

Consérvelo en su caja lejos de humedad y fuentes de calor.

Mantener alejado de la luz

Empaque Primario

Cajilla

Empaque Secundario

Cajas de cartón

Advertencias y Precauciones

Este producto es de un solo uso.

No utilizar si el empaque no está en perfecto estado.

Evitar ambientes húmedos, exposición directa a la luz, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.

Método de Desecho o Disposición Final del Producto

Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.

Método de Reutilización

No aplicable, dispositivo de un solo uso

Observaciones:

** Este producto cumple con el periodo de vida útil siempre y cuando se mantengan las condiciones de manipulación y almacenamiento adecuadas.

Surgiplast Ltda. Certifica que el producto cumple con los requisitos y especificaciones reglamentarias y las solicitadas por el cliente.

VºBº CONTROL DE CALIDAD

surgiPLAST
MEDICAL PRODUCTS - PACKAGING
Dra. CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MORENO
Directora Técnica
Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad



Dra. Patricia Martínez Moreno
Directora Técnica